

# Hubsäulenliege RFH

Gebrauchsanweisung



# Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	4
2.	Allgemeine Hinweise	4
2.1.	Zeichenerklärung	4
2.2.	Definition der Personengruppen	4
2.3.	Sicherheitshinweise	5
2.4.	Sicherheitshinweise für Betreiber und Anwender	5
2.5.	Produktbeschreibung	6
2.5.1.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
2.5.2.	Besondere Merkmale Behandlungsliege - Behandlungsliege Exclusiv - Multifunktionsliege - Vojta-Bobath Liege - Lymphliege - Praxisliege	6
2.5.3.	Aufbau der Konstruktion	7
2.5.4.	Verwendete Werkstoffe	7
2.5.5.	Produktkennung / Typenschild	8
2.6.	Konformitätserklärung	9
3.	Montage und Inbetriebnahme	10
4.	Betrieb der Behandlungsliege	11
4.1.	Elektrisches Antriebssystem	11
4.1.1.	Sperrfunktion & Integrierte Sicherheit	11
4.1.2.	Entsperrung der Bedienelemente	11
4.2.	Sperrbox	12
4.3.	Bedienelemente	13
4.3.1.	Handbedienung	13
4.3.2.	Umlaufbügel	13
4.3.3.	Fußtaster	13
4.3.4.	Deskpaneel	14
4.4.	Hydraulisches Antriebssystem (Fußpumpe)	14
4.5.	Sonderausstattungen	14
4.5.1.	Doppelstoprollen	14
4.5.2.	Rollenhubsystem	14
4.5.3.	Zentralbremse	15
4.5.4.	Kopfteilverstellung manuell	15
4.5.5.	Dreiteiliges Kopfteil	16
4.5.6.	Fußteilverstellung	17
4.5.7.	Elekrische Dachstellung	17
4.5.8.	Extensionsverstellung	17
4.5.9.	Geteilte Beinteilverstellung (Lymphbehandlung)	18
4.5.10.	Hydraulische Höhenverstellung	18
4.5.11.	Elektrische Rückenlehne	19
4.5.12.	Seitengitter abnehm- und einschiebbar	19
4.5.13.	Seitengitter abklappbar	20

<b>5.</b> 5.1. 5.2. 5.3.	Reinigung und Desinfektion Allgemeine Hinweise Reinigung der Kunstlederflächen Desinfektion der Kunstlederflächen	20 20 21 21
6.	Wartung	24
6.1.	Vorschriften für Anwender	24
6.2.	Vorschriften für Betreiber	24
6.3.	Checkliste für Anwender	24
7.	Fehler und deren Behebung	25
8.	Technische Daten	26
8.1.	Elektrische Daten	26
8.2.	Umgebungsbedingungen	26
8.3.	Gewichte und Abmessungen	26
8.4.	Lebensdauer und Entsorgung	26
8.5.	Herstelleradresse	27

#### 1. Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

mit dem Erwerb dieser Hubsäulenliege haben Sie der Firma RFH-Rehatechnik GmbH Ihr Vertrauen entgegengebracht, für das wir uns herzlich bedanken.

Die Hubsäulenliege hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen und wurde selbstverständlich vorher auf Funktionalität und elektrische Sicherheit überprüft.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit auf. Sie enthält wichtige Informationen für Betreiber und Anwender über alle Merkmale, die für eine sichere und komfortable Bedienung dieses Gerätes nötig sind.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Behandlung Ihrer Patienten und hoffen mit unserem Produkt positiv dazu beizutragen.

# 2. Allgemeine Hinweise

Die RFH-Hubsäulenliege ist ein aktives Medizinprodukt der Klasse I im Sinne der Verordnung (EU) 2017 / 745 (MDR).

Nur bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Bedienungsfehlern kann es zu Gefährdungen kommen. Beachten Sie deshalb auch Ihre Verpflichtungen als Betreiber gemäß Medizinprodukte-Betreiberordnung (MBetriebV). Nur so kann ein dauerhafter, sicherer Betrieb für Patienten, Anwender und Dritte gewährleistet werden.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch und weisen Sie den Anwender in die Benutzung der Behandlungsliege gründlich ein. Übergeben Sie ihnen die Gebrauchsanweisung.

# 2.1. Zeichenerklärung



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Wichtiger Hinweis, Warnung vor einer Gefahrenstelle

# 2.2. Definition der Personengruppen

An dieser Stelle sind die Personengruppen definiert, die mit dem Produkt direkt oder indirekt zu tun haben:

Betreiber

Betreiber ist jede natürliche oder juristische Person (Fachhändler, Einrichtung, Kostenträger etc.), die diese Behandlungsliege benutzt oder den Auftrag zur Benutzung erteilt. Für die Einweisung des Produktes ist immer der Betreiber verantwortlich.

#### Anwender

Anwender sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung oder Produktschulung autorisiert sind an und mit der Hubsäulenliege zu arbeiten. Dazu gehören Pflegemaßnahmen und therapeutische Tätigkeiten am Patienten. Anwender sind in der Lage mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

#### Patient

Patienten sind Personen, die durch ihren Gesundheitszustand auf dieser Hubsäulenliege behandelt und therapiert werden.

#### 2.3. Sicherheitshinweise

Die Hubsäulenliege entspricht zum Zeitpunkt seiner Auslieferung dem aktuellen Stand der Technik und den entsprechenden Anforderungen der Gesetzgeber. Setzen Sie das Gerät nur im optisch und technisch tadellosem Zustand ein. Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise, denn nur dann ist gewährleistet das Personen und Technik nicht zu Schaden kommen.

#### 2.4. Sicherheitshinweise für Anwender und Betreiber

Bei Beachtung der nachstehenden Hinweise und bei einer bestimmungsgemäßen Benutzung ist die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit gewährleistet. Die Hubsäulenliege ist sowohl im gewerblichen als auch im häuslichen Bereich einsetzbar und wurde für ein maximales Patientengewicht von 185 kg ausgelegt. Stellen Sie bitte vor dem Anschluss des Gerätes sicher, dass die Spannung und Frequenz Ihres Stromnetzes den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Achten Sie bitte auf eine ebene Standfläche bei der Auswahl des Standortes für das Hubsäulenliege. Die Netzanschlussleitung darf nicht durch die Mechanik des Geräteunterbaus verlegt werden (Quetschgefahr). Die Hubsäulenliege darf nur von sachkundigen und eingewiesenen Personen bedient werden! Stellen Sie sicher, dass Kinder nur unter Aufsicht Zugang zur Behandlungsliege haben, und dass während dessen Betrieb sich keine Kinder im Gefahrenbereich unter dem Gerät aufhalten! Die Hubsäulenliege ist nicht für den Transport von Patienten vorgesehen! Der Patient sollte vor dem Einleiten von Verstellvorgängen darauf hingewiesen werden, da es sich allgemein für ihn um ungewohnte Bewegungen handelt.



Achten Sie bei allen Verstellvorgängen darauf genügend Sicherheitsabstand zum Gerät einzuhalten, insbesondere ist auf Arme und Hände, sowie auf Beine und Füße sowohl des Anwenders, als auch des Patienten zu achten - Quetschgefahr! Stellen Sie sicher, dass sich unmittelbar um und unter der Behandlungsliege keine Gegenstände befinden.

Überzeugen Sie sich vor jeder Benutzung über den ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes. Bei Fehlern oder Defekten ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und der Betreiber zu informieren. Die Checkliste finden Sie in Punkt 6.3.

## 2.5. Produktbeschreibung

Die Hubsäulenliege ist ein vielseitiges Hilfsmittel zur Patientenmobilisierung und kann sich durch seinen Einsatz positiv beschleunigend auf das Therapieziel auswirken.

## 2.5.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Die Hubsäulenliege ist nicht geeignet mit netzbetriebenen medizinischen Geräten zusammengeschlossen zu werden, deren Anwendungsteile in natürliche oder künstliche Körperöffnungen des Patienten eingeführt sind.
- Das Hubsäulenliege ist für Ortswechsel geeignet, ist aber nicht für den Transport des Patienten vorgesehen.
- Die sichere Arbeitslast beträgt 220 kg und setzt sich wie folgt zusammen:
   185 kg Patientengewicht + 20 kg Polsterauflage + 15 kg Zubehör
   Das Gerät darf nur von eingewiesenem Personal bedient werden.

#### 2.5.2. Besondere Merkmale

Grundausstattung:

Elektrische, stufenlose Höhenverstellung der Liegefläche von ca. 50 bis 90 cm.

Sonderausstattung:

Gasdruckfederunterstützte, stufenlose Kopfteilverstellung von ca. -40° bis +50°. Gasdruckfederunterstützte, stufenlos abklappbare Seitenteile bis -90°.

Die Höhenverstellung erfolgt durch zwei elektrisch betriebene Hubsäulen. Das Ein- und Ausfahren der Hubsäulen wird mit einer Handbedienung gesteuert. Als Sonderausstattung kann auch ein Fußschalter, Umlaufbügel oder Deskpaneel statt der Handbedienung zum Einsatz kommen.

#### 2.5.3. Aufbau der Konstruktion

Die Hubsäulenliege besteht aus den Baugruppen Fahrgestell, Hubsäulen, Liegefläche und Kopfteil (optional).

Die Oberflächen der Schweißkonstruktionen sind pulverbeschichtet.

Eine Gasdruckfeder unterstützt die Verstellung des Kopfteils.

Das Fahrgestell steht auf vier Gerätestandfüßen. Diese können mit Hilfe eines Maulschlüssels SW 13 einzeln in der Standhöhe verstellt werden und es ist somit möglich Bodenunebenheiten bis zu 2 cm auszugleichen.

Die Hubsäulen sind im Fahrgestell eingebaut und werden per Handbedienung aus- bzw. eingefahren, was das Anheben oder Absenken der Liegefläche bewirkt.

Die Polsterauflage liegt auf einem Stahlrohr-Profilrahmen, der fest mit den Hubsäulen verbunden ist. Die Polsterplatte kann problemlos vom Stahlrahmen abgenommen werden. Hierfür sind die Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben zu lösen.

Das Standardmaß der Liegefläche beträgt 65 x 150 cm.


Das elektrische Verstellsystem arbeitet mit 24 V Kleinspannung und ist für Patienten und Anwender ungefährlich. Die Steuerspannung des Handschalters beträgt 9 V.

### 2.5.4. Verwendete Werkstoffe

Die Hubsäulenliege ist zum Großteil aus Rechteck-Stahlprofilen gefertigt. Alle Oberflächen der verarbeiteten Metallteile sind entweder mit einer Polyester-Beschichtung veredelt oder je nach Einsatzgebiet galvanisch verzinkt oder verchromt. Die Bezüge der Polsterauflagen bestehen aus hochwertigem, UV-Licht- und wasserbeständigem Kunstleder.

Alle relevanten Teile, mit denen der Körper des Patienten in Kontakt kommen könnte, sind unbedenklich gegen Hautkontakt und wurden einer strengen Biokompatibilitätsprüfung unterzogen.

## 2.5.5. Produktkennung / Typenschild



## 2.6. Konformitätserklärung



#### **RFH-Rehatechnik GmbH**

Kulmbacher Straße 115 - 95445 Bayreuth Telefon: 0921 / 151 100 60 Fax: 0921 / 151 100 69

www.rfh-rehatechnik.de - kontakt@rfh-rehatechnik.de

# **EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**EU declaration of conformity

Hersteller Manufacturer RFH-Rehatechnik GmbH Kulmbacher Straße 115 D-95445 Bayreuth

einmalige Registrierungsnummer (SRN) single registration number

DE-MF-00000 7015

Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser EU-Konformitätserklärung.

The manufacturer is entirely responsable for the exposition of this EU – declaration of conformity.

Basis -UDI-DI gemäß Anhang VI Teil C Basis -UDI-DI defined in accordance to Annex VI Part C noch nicht anwendbar yet inapplicable

Produkt- und Handelsbezeichnung product- and trade code

Artikelnummer product code

**HUBSÄULENLIEGE RFH** 

lifting columns couch

22,700,00,000



Klassifizierung laut Anhang VIII Classification defined in accordance to Annex VIII Risikoklasse I risk category I



#### RFH-Rehatechnik GmbH

Kulmbacher Straße 115 - 95445 Bayreuth Telefon: 0921 / 151 100 60 Fax: 0921 / 151 100 69

www.rfh-rehatechnik.de - kontakt@rfh-rehatechnik.de

# **EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**EU declaration of conformity

Der Hersteller versichert, dass das Produkt - erfasst in dieser Konformitätserklärung - der EU - Verordnung 2017/745 und der Richtlinie RoHS-II 2011/65 entspricht.

The manufacturer ensures, that the product - acquired by this declaration – corresponds to EU regulation 2017/745.

Werden Änderungen am Produkt durchgeführt, die nicht durch den Hersteller autorisiert sind, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

With alterations on this product, that aren't authorized by the manufacturer this declaration will lose its validity.

Der Unterzeichner handelt im Namen der RFH-Rehatechnik GmbH.

The signee megotiate in behalf of RFH-Rehatechnik GmbH.

Bayreuth, 01.10.2023

Jens Richter

# 3. Montage und Inbetriebnahme

Die Hubsäulenliege wird auf einer speziell dafür gefertigten Palette geliefert. Sie ist bis auf eventuelles Zubehör wie Seitengitter, Pelotten o.ä. komplett montiert und funktionstüchtig. Entfernen Sie alle Transportsicherungen wie Haltebänder u.ä. und heben Sie das Gerät von der Palette. Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Montageanweisungen um den richtigen Aufbau und damit die volle Funktionstüchtigkeit des Gerätes zu gewährleisten.

- Platzieren Sie die Liege nicht direkt an einer Wand, einem Möbelstück o.ä., es ist auf jeder Seite der Liege ein Sicherheitsabstand von ca. 5 cm einzuhalten.
- Gleichen Sie eventuelle Bodenunebenheiten durch das Verstellen der Standfüße aus bis die Liege einen festen Stand hat (siehe Punkt 2.3.3.)
- Lösen Sie das Netzkabel aus seiner Halterung und verbinden Sie es mit einer ordnungsgemäß installierten Netzsteckdose.
- Ächten Sie bei der Verlegung des Netzkabels darauf, dass das Kabel an keiner Stelle gequetscht, überrollt oder anderweitig belastet wird.
- Befestigen Sie eventuell nicht benötigte Netzkabellänge wieder in der Halterung, um unnö-

- tige Kabelschlaufen auf dem Boden zu vermeiden.
- Sollten Einzelräder als Zubehör integriert sein betätigen Sie bitte alle vier Bremsen.
- Sollte ein Rollenhub als Zubehör integriert sein setzen Sie die Liege bitte an ihrem Einsatzort auf die Standfüße ab um die Räder zu entlasten.
- Der Betrieb der Liege in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig!

## 4. Betrieb der Hubsäulenliege

# 4.1. Elektrisches Antriebssystem

Das im Gerät integrierte Antriebssystem ist sehr robust und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer und eine geringe Störanfälligkeit aus. Trotz hoher Qualitätsstandards und Funktionsprüfungen kann es in seltenen Fällen zu Fehlfunktionen oder Ausfällen kommen. Wenn Sie als Anwender oder Betreiber erkennen das der Patient einer Gefährdung ausgesetzt sein könnte, ist das Antriebssystem sofort zu sperren. Schalten Sie die Liege an der Handbedienung (wenn vorhanden) mit dem Sperrschlüssel oder mit dem Sperrschalter der Sperrbox (wenn vorhanden) aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Alle Antriebe sind mit einem Überlastschutz ausgestattet, die eine Gefährdung des Patienten, der Anwender sowie Dritter durch Überhitzung eines Antriebes ausschließen. Nach einer Abkühlungsphase sind die Antriebe wieder betriebsbereit. Die Dauerbetriebszeiten der einzelnen Komponenten finden Sie in den technischen Daten unter Punkt 9.2.

# 4.1.1. Sperrfunktion & Integrierte Sicherheit

Gemäß der IEC 60601-2-52 ist es erforderlich, dass die Bedienfunktionen gesperrt werden müssen, um das Auftreten einer gefährlichen Situation durch unsachgemäßen Gebrauch verhindert wird.

Gemäß der aktualisierten Empfehlung des BfArM (Fall-Nr. 0785/03 - Stand 09/19) sind darüber hinaus energetisch verstellbare Therapieliegen nach dem Prinzip der integrierten Sicherheit insbesondere auf der Ebene des Hub- und Antriebssystems zu konstruieren und auszustatten.

## 4.1.2. Entsperrung der Bedienelemente


Alle elektrisch betriebenen RFH-Behandlungs- und Therapieliegen sind demnach gemäß 4.1.1. ausgerüstet. Dies bedeutet, dass jede elektrische Funktion unmittelbar vor deren Einsatz entsperrt und für den Anwender gezielt freigegeben werden muss:

Unabhängig von der Art des Bedienelements (siehe 4.3. Bedienelemente: Handschalter, Umlaufbügel, Fußtaster, Deskpaneel) muss die elektrische Funktion durch eine bewusste Aktion des Anwenders freigeschaltet werden. Dies geschieht, indem die "AB" bzw. ↓ Taste dreifach im kurzen Intervall gedrückt wird. Sobald ein kurzer Freigabeton ertönt können die elektrischen Funktionen in die gewünschten Positionen gebracht werden. Nach dem Verstreichen von 15 Sekunden nach der letzten Bedienung sperrt sich das Antriebssystem wieder automatisch. Dies wird wieder durch einen kurzen Piepton signalisiert.

## 4.2. Sperrbox

Alle elektrisch verstellbaren Liegen sind serienmäßig mit einer durch das BfArM vorgeschriebenen Sperrmöglichkeit zur Trennung vom elektrischen Netz ausgestattet. Die Funktionen der Hubsäulenliege in der Standardausführung können durch den sperrbaren Handschalter deaktiviert werden. Bei Ausführung mit Fußtaster, zusätzlichem Fußtaster sowie Umlaufbügel ist die Deaktivierung durch Herausziehen des Magnetschlüssels aus der Sperrbox möglich.







Sperrbox geschlossen - Schlüssel abgezogen, LED leuchtet nicht

# $\wedge$

## Hinweis des Herstellers zur Sicherheitssperrbox

Obwohl die Sicherheitssperrbox alleine, seit den aktualisierten Empfehlungen (Fall Nr. 0785/03) des BfArM (Stand 2020), nicht mehr den vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen genügt, empfehlen wir als Hersteller nach wie vor, diese als wichtigen Bestandteil zur Unfall- und Missbrauchsvermeidung bei die der täglichen Benutzung von elektrisch verstellbaren Therapieliegen einzusetzen! Insbesondere im Praxis- und Einrichtungsbereich minimiert der korrekte Einsatz der Sperrbox sämtliche Restrisiken auf ein akzeptables Minimum.

#### 4.3. Bedienelemente

## 4.3.1. Handbedienung

Jede Auf- oder Abwärtsbewegung der Höhenverstellung der Liegefläche wird durch Betätigen der jeweiligen Tasten auf der Handbedienung gesteuert, welche durch Symbole gekennzeichnet sind. Die Verstellung ist in beide Richtungen möglich. Zur Befestigung der Handbedienung ist eine der beiden, dafür vorgesehenen, Halteösen, welche beiderseits der Liegefläche angebracht sind, zu benutzen.





Lassen Sie die Handbedienung nie am Boden liegen, sondern hängen Sie diese in die dafür vorgesehene Halterungen ein.



## 4.3.2. Umlaufbügel

Durch die Betätigung der Wippmechanik des Umlaufbügels mit dem Fuß wird die Höhenverstellung der Liege ausgelöst.



## 4.3.3. Fußtaster

Mit dem Fußtaster kann die Höhenverstellung der Liege gesteuert werden.

# 4.3.4. Deskpaneel

Mit dem Desk-Paneel kann die Höhenverstellung der Liege per Hand an der Unterseite der Liefläche gesteuert werden.

## 4.5. Sonderausstattungen

Die unter Pkt. 2.3.2. genannten Behandlungsliegenmodelle lassen sich zusätzlich mit folgenden Optionen ausstatten:



# 4.5.1. Doppelstoprollen

Die 4 einzeln Doppelstoprollen können sich um 360° drehen und sind in jeder Stellung durch Drücken des Hebels bremsbar. Das Lösen der Bremse erfolgt durch Anheben des Hebels.

Um die bestmögliche Standfestigkeit während der Benutzung der Liege zu gewährleisten, sollten alle 4 Räder gebremst sein.

# 4.5.2. Rollenhubsystem

Das Rollenhubsystem kann durch Herunterdrücken des V-förmigen Auslösehebels zugeschaltet werden. Die Liege hebt sich von Ihren festen Standfüßen und kann nun bewegt werden. Durch vorsichtiges Hochdrücken des Auslösehebels wird die Liege wieder auf Ihre Füße gestellt.





Rollenhubsystem zuschalten

Rollenhubsystem wegschalten

Das Überfahren von Schwellen mit zugeschaltetem Rollenhub ist nicht zulässig, ebenso der Transport von Patienten.



### 4.5.3. Zentralbremse

Das Zentralbremssystem bewirkt das gleichzeitige Bremsen aller vier Räder der Behandlungsliege. Die Bremsfunktion wird durch das vollständige Durchtreten des Tritthebels auf der Fußseite ausgelöst. Wird der Hebel nur bis zur Mittelstellung betätigt, ist die Geradeauslauffunktion akti viert. Diese Funktionen werden durch Lösen des Tritthebels wieder aufgehoben.



## 4.5.4. Kopfteilverstellung manuell

Alle Behandlungsliegen können mit einem positiv und negativ verstellbaren Kopfteil ausgestattet werden, welches per Hand ausgelöst und in seiner Funktion von einer Gasdruckfeder unterstützt wird. Durch Anheben des Auslösehebels wird die Feststellung des Kopfteils entriegelt und lässt sich je nach Bedarf stufenlos bis zu 50° nach oben und 60° nach unten verstellen. Für die Aufwärtsbewegung muss keine, für die Abwärtsbewegung je nach Belastung des Kopfteils zusätzliche Armkraft ausgeübt werden.

Die Kopfteilverstellung ist bei der Exclusiv-, Lymph- und Multifunktionsliege ein serienmäßiges Ausstattungsmerkmal.



Durch Anheben des Auslösehebels wird die Gasdruckfeder entriegelt. Durch gleichzeitiges Ausüben von Druck lässt sich das Kopfteil stufenlos beliebig, jedoch maximal bis zum Anschlag, nach unten in die negative Stellung bringen. Sobald der Auslösehebel losgelassen wird verriegelt sich die Mechanik wieder, so dass das Kopfteil sofort in der gewählten Position verbleibt.



Das Anheben des Kopfteiles geschieht auf die gleiche Weise. Ohne Kraftausübung steigt das Kopfteil stufenlos bis zum Anschlag in die positive Stellung. Wird eine andere Position gewünscht, muss nur der Auslösehebel losgelassen werden. Die Mechanik verriegelt sich, das Kopfteil verbleibt in der gewählten Position.

Sollte das negativ eingestellte Kopfteil in Kombination mit einer ungünstigen Höheneinstellung der Liegefläche mit dem Boden in Kontakt treten, löst der Auslösehebel die Mechanik und entlastet die Kontaktstelle, so dass weder am Gerät noch am Boden Beschädigungen entstehen können.

### 4.5.5. Dreiteiliges Kopfteil

Funktion und Handhabung der Kopfteilverstellung ist in Punkt 4.5.4. beschrieben. Die sich beiderseits des Kopfteiles befindlichen gepolsterten Armauflagen sind vierstufig nach unten verstellbar. Zum Verstellen ist der Auslösehebel unter der Armauflage zu ziehen. Dieser rastet in der gewählten Position selbständig wieder ein.





Durch Lösen des Sterngriffes unterhalb der Liegefläch kann die Armauflage 180° entlang der Liegefläche geschwenkt werden. Eine Verstellung um die eigene Achse kann durch Betätigen des kleinen Sterngriffes erfolgen.



Das Kopfteil darf nicht über 25 kg belastet werden. Andernfalls kann es zu Beschädigungen an der Mechanik und / oder der Gasdruckfeder kommen.



## 4.5.6. Fußteilverstellung

Die Fußteilverstellung ermöglicht eine Beinhochlagerung des Patienten in jedem gewünschten Winkel bis ca. 60°. Die Fußteilverstellung erfolgt durch Betätigung eines der beidseitig angeordneten Handhebel unterhalb des Mittelteils der Liegefläche. Durch Entriegeln der Gasfedern mit dem Handhebel und gleichzeitiges



Anheben des Fußteiles







Einstellen der Dachstellung - Handbedienung

# Drücken mit der Hand auf die Fußteilfläche wird die Liegefläche wieder in Ausgangsstellung gebracht.



Absenken des Fußteiles

## 4.5.7. Elektrische Dachstellung

Die elektrische Verstellung der Dachstellung erfolgt durch einen Handschalter. Es ist darauf zu achten, das sich während der Verstellung keine Gegenstände oder Körperteile des Patienten oder Anwenders unter der Liegefläche befinden!

## 4.5.8. Extensionsverstellung

Die Extensionsverstellung ist eine Kombination aus Dachstellung und Fußteilverstellung. Das Betätigen der beiden Funktionen durch die Handtaster ist von einander unabhängig, es ist keine Bedienungsabfolge zu beachten.



Einstellen der Extensionsstellung

## 4.5.9. Geteilte Beinteilverstellung (Lymphbehandlung)

Die Verstellung der Auflägeflächen für die Oberschenkel erfolgt durch den Entriegelungshebel unter der Liegefläche. Die Auflageflächen der Unterschenkel sind per Hand mit Gasfederunterstützung verstellbar.



Verstellung Oberschenkelauflage



Verstellung Unterschenkelauflage

#### 4.5.11. Elektrische Rückenlehne



Der Anstellwinkel der elektrischen Rückenlehne wird durch eine Handbedienung gesteuert und kann bis zu 70° betragen.

# 4.5.12. Seitengitter abnehm- und einschiebbar





Sterngriff lösen



hinteren Sterngriff lösen

Die Seitengitter dienen als Schutz, um ein Herausfallen des Patienten zu verhindern. Sie können stufenlos in der Höhe verstellt oder komplett entfernt werden. Nach dem Verstellen bzw. beim Wiedereinsetzen der Seitengitter ist die Stellschraube fest anzuziehen um ein eigenständiges Absenken des Gitters zu vermeiden.



Seitengitter absenken



Seitengitter einschieben

## 4.5.13. Seitengitter abklappbar



Die Seitengitter dienen als Schutz, um ein Herausfallen des Patienten zu verhindern. Diese sind fest montiert und können nicht abgenommen werden.



Die Sicherungsbolzen werden mit einem Auslöseseil entriegelt und das Seitengitter kann abgeklappt werden. Zum Hochklappen ist das Auslöseseil wiederum zu betätigen, damit die Sicherungsbolzen einrasten können.

## 5. Reinigung und Desinfektion

## 5.1. Allgemeine Hinweise

- Vor Beginn der Reinigungsarbeiten ziehen Sie den Netzstecker. Er darf nicht mit Wasser oder Reinigungsmittel in Berührung kommen!
- Die elektrischen Bauteile dürfen keine äußeren Beschädigungen aufweisen.
   Ein Eindringen von Wasser oder Reinigungsmittel kann Funktionsstörungen und Schäden der elektrischen Bauteile zur Folge haben.



- Die Reinigung der Behandlungsliege ist nicht mit Wasserstrahl, Hochdruckreiniger oder ähnlichem zulässig. Verwenden Sie nur feuchte Tücher.
- Wenn Sie vermuten, dass Feuchtigkeit in einzelne Komponenten eingedrungen sein könnte trennen Sie sofort das Gerät vom Netz, markieren es als "DEFEKT" und benachrichtigen umgehend den Betreiber.
- Bis zur Instandsetzung darf das Gerät nicht eingesetzt werden.

Für die Metallteile ist ein milder Haushaltsreiniger zu empfehlen. Tiefe Kratzer oder abgestoßene Stellen sollten mit geeigneten Reparaturmitteln verschlossen werden um Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden. Wenden Sie sich an den RFH - Service oder einen Fachbetrieb. Zur Wischdesinfektion eignen sich Mittel entsprechend der Norm EN 12720. Bei Ersteinsatz eines Reinigungsmittels bitte die Verträglichkeit an von außen nicht sichtbaren Stellen testen!



Organische Lösungsmittel, säure- und laugenhaltige Lösungsmittel dürfen unter keinen Umständen verwendet werden!

Ebenso dürfen keine, die Oberflächen beschädigende, Mittel wie z.B. Scheuermilch, Edelstahlpflege oder Putzkissen verwendet werden.

## 5.2. Reinigung der Kunstlederflächen

Reinigungsempfehlung für skai Materialien (Konrad Hornschuch - Continental AG)

- · skai-Materialien sind sehr pflegeleicht
- Säubern Sie das Material einfach mit warmen Wasser und einem feuchten Tuch.
- Besonders empfehlenswert ist die Verwendung eines handelsüblichen Micofasertuches.
- Stärkere Verschmutzungen werden einfach unter Zugabe eines milden Reinigungsmittels entfernt.
- Um zu vermeiden das Flecken in das Material eindringen, sollten die Verunreinigungen sofort entfernt werden.
- Bitte benutzen Sie keine Lösungsmittel, Chloride, Poliermittel, synthetische Reinigungsmittel, Wachspoliermittel oder Aerosolsprays.
- Regelmäßige und sorgfältige Pflege garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem hochwertigen Polstermaterial.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel welche Öl oder Fett enthalten.
- skai-Materialien sind nicht beständig gegen chemische und Trockenreinigung.

### 5.3. Desinfektion der Kunstlederflächen

# Desinfektionsmittelempfehlung der Firma Hornschuch

	Hersteller Manufacturer Fabricante			Schulke & Mayr GmbH		Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH		CosiMed GmbH	
Sortiment-Nr. No of productline N° de gama	Desinfektionsmittel Disinfectant Desinfectante  Material Material Material	Perform 3 %ig	Mikrozld sensitive liquid unverdünnt	Mikrozid universal liquid unverdünnt	Terralin protect 2 %ig	Lysoformin spezial 0,75 %ig	Aldasan 2000 4 %ig	CosiMed Konzentrat 7,5 %ig	
	skai* Palma								
	skai* Plata			1.0					
	skai* Palma NF								
F641-	skai® Pandoria Plus			1.00	•		•		
	skai® Pavinto	•							
	skai® Parotega NF	•	•	•					
F646-	skai* Palena						•		
	skai* Tundra								

	skai* Parotega NF	•						
F646-	skai® Palena				•			
	skai* Tundra				•	•	•	
	skai® Toledo EN					•		
FC 47	skai® Torento EN				•			
F647-	skai* Topana FLS, skai* Torino FLS			•				
	skai* dp Toledo EN base							
FFOZ	skai® Sotega	/#						
F507-	skai* Sotega Fls	<b>B</b> .	ú					
	VAH-Listung Stand 01/2019 VAH list as at 01/2019 Lista VAH, versión 01/2019	1	1	1	1	1	1	
	RKI-Listung Stand 10/2017 RKI list as at 10/2017 Lista RKI, versión 10/2017	1			/	1	1	
	Wirkstoffklasse 2		Alkylamine/ Alkylamide		Glykolderivate	Guanidin/ Guanidinderivate		Alkylamine/ Alkylamide
	Wirkstoffklasse 1	Peroxidverbindungen	quartäre Ammonium- verbindungen	Alkohol	quartäre Ammonium- verbindungen	quartare Ammonium- verbindungen	Alkohol	quartare Ammonium- verbindungen
	Wirksam gegen SARS-CoV-2* Effective against SARS-CoV-2* Medidas efectivas contra el SARS-CoV-2*	1	1	1	1	1	1	1

Die oben abgebildete Tabelle zeigt, welche Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion von skai Polstermaterialien empfehlenswert, bedingt empfehlenswert oder nicht empfehlenswert sind. Diese Einstufungen beruhen auf Erkenntnissen aus einer umfangreichen Testreihe mit den aufgeführten Materialien.

Die Desinfektion von Kontaktflächen ist unerläßlich, um die Übertragung von Krankheitserregern über Haut oder Atemwege auf Menschen, weitgehend zu verhindern.

Hierbei ist darauf zu achten, dass neben den geeigneten Desinfektionsmitteln (unter Beachtung der richtigen Mischungsverhältnisse bei Konzentraten), auch die korrekte Durchführung des Desinfektionsvorganges berücksichtigt wird.

Routinemäßige Desinfektionen (insbesondere im öffentlichen und gewerblichen Bereich) der kunstlederbezogenen Polsterflächen sollen einerseits ein hygienisch einwandfreies Ergebnis bringen, anderersreits jedoch das Material des Polsters nicht beschädigen oder verändern. Dies wird sichergestellt durch:

- Verwendung der empfohlenen Mittel
- 2. Befolgung der angegebenen Mischungsverhältnisse
- 3. richtige Mengendosierung bei Aufbringen des Mittels
- 4. richtige Wischtechnik
- 5. Befolgung der angegebenen Einwirkzeiten
- 6. Bei groben Verschmutzungen Vorabreinigung wie unter 5.2. beschrieben

Möglichkeiten der materialschonenden und wirksamen Desinfektion:

### 1. Professionelle Wischdesinfektion

Gleichmäßiges Aufbringen des Desinfektionsmittels durch ein getränktes Tuch unter Berücksichtigung der empfohlenen Einwirkzeit.

## 2. Professionelle Sprühdesinfektion

Aufbrigen des Desinfektionsmittels durch einen Spezial-Schaum-Sprühkopf (aerosolarm) mit anschließender gleichmäßiger Verteilung auf die Polsterfläche, abnehmen (trocken wischen) des verbliebenen Desinfektionsmittels nach der empfohlenen Einwirkzeit.

### 3. Schnelldesinfektion

Analog zu Pkt. 2, jedoch mit einer sofort anwendbaren Mischung (kein Konzentrat).

Weitere Informationen und Produktempfehlungen zur Desinfektion von Kunstlederpositern finden Sie auf www.rfh-rehatechnik.de im Download-Bereich.

#### 6. Wartung

#### 6.1. Vorschriften für Anwender

Neben den sicherheitstechnischen Prüfungen durch autorisierte Fachkräfte sind auch die Anwender für die Sicherheit der Patienten und die Funktionstüchtigkeit verantwortlich. Eine Checkliste der zu prüfenden Teile und deren Zyklen finden Sie unter 6.3.



Überzeugen Sie sich vor jeder Benutzung über den ordnungsgemäßen Zustand der Hubsäulenliege. Bei Fehlern oder Defekten ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und der Betreiber zu informieren.

### 6.2 Vorschriften für Betreiber

Der Betreiber der Hubsäulenliege hat gemäß der MPBetreibV §11 die gesetztliche Verpflichtung den ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes sicherzustellen. Hierzu ist eine regelmäßige sicherheitstechnische Kontrolle (STK) nach den in 6.3. beschriebenen Prüfungen und Bewertungen regelmäßig durchzuführen und zu dokumentieren. Als Prüfzyklus empfehlen wir, je nach Einsatzbedingungen, einen jährlichen Turnus.

Die Durchführung der elektrischen Messung für gewerblich genutzte, ortsveränderliche elek-

trische Betriebsmittel, dürfen laut Unfallverhütungsvorschrift DGUV V3 (ehemals BGV A2) nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden und sind im Rahmen der regelmäßigen Wartungsarbeiten zu wiederholen. Als Prüfzyklus empfehlen wir, je nach Einsatzbedingungen, einen Turnus von zwei Jahren.



Überzeugen Sie sich bei jeder Wartung über den ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes. Bei Fehlern oder Defekten ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und autorisiertes Fachpersonal zu informieren.

### 6.3. Checkliste für Anwender

FUNKTIONSPRÜFUNG	in Ordnung	defekt	Mängelbeschreibung		
Antriebssystem mit Handbedienung / Fußschalter / Umlaufbügel: Alle Motoren bei allen Funktionen bis in die Grenzlage zum automatischen Abschalten verfahren um sicherzustellen das:					
die Mechanik leichtgängig ohne Kollision oder Blockaden arbeitet					
keine Kabel gequetscht oder überdehnt, Steckverbindungen nicht auseinandergezogen werden					
die Anschlußkabel der Motoren an der Kontroll- box nicht vertauscht sind und die Symbole auf der Handbedienung mit der Motorfunktion überein- stimmen					
die Motoren ohne auffällige Geräuschentwicklung laufen					
die Endlagenabschaltung der Motoren einwandfrei arbeitet					
Manuelle Verstellungen:					
Seitengitter (wenn vorhanden): Leichter Lauf in Führungsschiene oder Hülse? Sicheres Einrasten in hochgestellter Position?					
Lenkrollen: Sichere Bremswirkung? Prüfung bei festgestellten Bremsen durch Ziehen und Schieben der Liege.					
SICHTPRÜFUNG	in Ordnung	defekt	Mängelbeschreibung		
Netzkabel: keine Abschürfungen, Knickstellen, blanke Drähte, Druckstellen oder poröse Oberflächen					
Handschalter / Fußschalter: Kabel und Gehäuse frei von Beschädigungen?					
Sichere Befestigung und Verlegung der Kabel in der Liege? Kein Einklemmen, Dehnen der Verstellung möglich?					

Netzkabel-Zugentlastung am Fahrgestell fest verschraubt?		
Gehäuse der Motoren ohne Beschädigung? Mechanik ohne Beanstandungen, wie z.B. gerissene Schweißnähte, Verbiegungen an Rahmenteilen? Alle Verbindungselemente (Schrauben, Bolzen, Sicherungen) vorhanden und fest?		
Verschleißteile an Rädern, Drehpunkten und Lagerbuchsen in Ordnung und mit Funktion?		
Typen- und Hinweisschilder vollzählig?		
Bedienungsanleitung vorhanden?		

## 7. Fehler und deren Behebung

Treten Störungen während des Betriebes auf ist das Fachpersonal des zuständigen Betreibers hinzuzuziehen. Anwender dürfen keinesfalls versuchen Störungen an der elektrischen Anlage selbst zu beheben!



Arbeiten am elektrischen Betriebssystem dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden! Änderungen, Neueinstellungen und Reparaturen am Gerät, die nicht nach den in der Tabelle aufgeführten Hinweisen zu beheben sind, dürfen nur vom Hersteller direkt oder einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt werden!

Fehler	Maßnahme
Motor schaltet selbständig ab und zeigt keine Reaktion beim Betätigen des Schalters	zu lange Betriebsdauer → nach erfolgter Ab- kühlung wieder betriebsbereit
keiner der Motoren reagiert auf die Schalterbetätigung	Netzstecker gezogen → Verbindung mit dem Stromnetz herstellen, ggf. Steckdose und Sicherung prüfen. Bedienungselemente des Handtasters gesperrt → mit Sperrschlüssel Funktion freigeben.
Sperrbox nicht aktiv	Magnetschlüssel einstecken (grüne LED leuchtet)

#### 8. Technische Daten

#### 8.1. Elektrische Daten

I in max. 1.5 A

zulässige Betriebsdauer 2 min. / 18 min., 10% max.

Bei Überschreitung der Betriebsdauer schaltet der eingebaute Thermoschalter ab. Nach Abkühlung des Motors ist das Reha Sicherheitsbett wieder betriebsbereit.

Gerätetyp B
Schutzklasse II
Schutzart IP 54

Netzkabel H05BQ-F, 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>

sichere Arbeitslast 220 kg max. Patientengewicht 185 kg

## 8.2. Umgebungsbedingungen

Geräuschentwicklung max. 48 dB(A)

Lagerungsbedingungen Temperatur: min. +4°C / max. +50°C

Luftfeuchtigkeit: min. 50% / max. 70%

Betriebsbedingungen Raumtemperatur: min. +10°C / max. +40°C

Luftfeuchtigkeit: min. 20% / max. 90% (nicht kondensierend)

Luftdruck: min. 700 hPa / max. 1060 hPa

## 8.3. Gewichte und Abmessungen

Außenmaße 65 x 200 cm oder 80 x 200 cm

Gewicht 70 kg

## 8.4. Lebensdauer und Entsorgung

Um auch nach mehrmaligen Wiedereinsatz, Auf- und Abbau, Transport und eventueller unsachgemäßer Behandlung sicherzustellen, dass für Mensch und Technik keine Gefährdungen entstehen ist es dringend erforderlich, die in Punkt 6 aufgeführten Vorschriften einzuhalten! Die Behandlungsliege ist so konstruiert und gefertigt, das sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und sachkundiger Anwendung über einen langen Zeitraum sicher arbeitet. Ja nach Einsatzbedingungen und Einsatzort ist eine Lebensdauer von 10 Jahren und mehr erreichbar. Irgendwann ist ihre Lebensdauer überschritten. Zu diesem Zeitpunkt sollte sie, entsprechend der aktuell gültigen Richtlinien und Vorschriften, umweltgerecht durch einen Fachbetrieb entsorgt werden.

#### 8.5. Herstelleradresse

Die unter Punkt 2.3.2. genannten Hubsäulenliegemodelle werden hergestellt von:

RFH Rehatechnik GmbH Kulmbacher Straße 115 - 95445 Bayreuth Telefon: 0921 151 100 60

Telefax: 0921 151 100 69 email: kontakt@rfh-rehatechnik.de Internet: www.rfh-rehatechnik.de

Notizen

Notizen	

Notizen

## Herausgegeben von:

RFH Rehatechnik GmbH Kulmbacher Straße 115 - 95445 Bayreuth Telefon: 0921 151 100 60 Telefax: 0921 151 100 69

email: kontakt@rfh-rehatechnik.de Internet: www.rfh-rehatechnik.de



Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stand 10 / 2023