

# **PRODUKTKATALOG**



**PHYSIOTHERAPIE** 

**REHABILITATION** 

**MOBILISATION** 

WWW.RFH-REHATECHNIK.DE

## INHALTSVERZEICHNIS

## **PHYSIOTHERAPIE**

Eine vielfältige Auswahl an Therapie- und Behandlungsliegen für unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten, sowie weiterer Einrichtungsbedarf für Physiopraxen.

## **REHABILITATION**

Pflege- und Rehabetten mit speziellen Lösungen für die ganz besonderen Fälle zur Pflege zuhause oder in der Einrichtung.

## **MOBILISATION**

Hilfsmittel für Menschen, die trotz Ihrer Behinderung aktiv sind und bleiben wollen.

## **ALLGEMEINES**

Geschäftsbedingungen, Anlieferungs- und Aufbauservice, Ansprechpartner, Außendienstmitarbeiter Deutschland

## **SEITE 4**

**SEITE 20** 

**SEITE 50** 

**SEITE 90** 

## FARBMUSTERKARTE FÜR HOLZDEKORE



**Bavaria Buche** Standard



**Bardolino Eiche natur** Sonderausführung



Pacific Nussbaum natur Sonderausführung

## FARBMUSTERKARTE FÜR UNIFARBEN



**Staubgrau** Standard



**Alpinweiss** Standard

## **FARBMUSTERKARTE**

## FÜR KUNSTLEDERBEZÜGE

## **TUNDRA - STANDARDFARBEN**



atoll 646-1453



sky 646-1581



cyclame 646-1381



feuer 646-1454



chrom 646-1205



safran 646-1542



agave 646-1273



limone 646-1543



beige 646-1636



anthrazit 646-1197

#### **TUNDRA - BEZUGSFARBEN KATEGORIE 1**



646-1198



creme 646-1210



sand 646-1230



mais 646-1457



apricot 646-1458



mango 646-1607



limonade 646-1343



orange 646-1556



karneol 646-1557



kirsche 646-1199



orchidee 646-1354



violett 646-1356



pistazio 646-1610



apfelgrün 646-1723



smaragd 646-1455



mint 646-1495



aqua 646-1456



türkis 646-1338



dolphin 646-1609



stone 646-1608



bleu 646-1496



royal 646-1196



ocean 646-1204



646-1350

bordeaux



646-1288



646-1357



schwarz 646-1195

Feine Kalbsledernarbung mit dezentem Matt-Glanz-Effekt. 680 g/m², Stärke 1,0 mm, desinfektionsmittelbeständig, Norm nach MPG DIN EN ISO 10993-5+10, abriebfest nach DIN EN ISO 5470-2 > 50.000

## **FARBMUSTERKARTE**

## FÜR KUNSTLEDERBEZÜGE

## **TOLEDO - BEZUGSFARBEN KATEGORIE 2**











647-0005

fango 647-0006

cognac 647-0007

marone 647-0008

olive 647-0014

Farben ohne Abbildung:

weiss 647-0001 / beige 647-0002 / schoko 647-0009 / chrome 647-0010 / anthrazit 647-0011 / schwarz 647-0012 / limone 647-0013 / feuer 647-0015 / kirsch 647-0016 / sky 647-0017 / royal 647-0018

Charakteristische Rindsledernarbung. 740 g/m², Stärke 1,4 mm, desinfektionsmittelbeständig, Norm nach MPG DIN EN ISO 10993-5+10, abriebfest nach DIN EN ISO 5470-2 > 100.000, Brandschutznorm DIN EN 1021-1+2

#### **PLATA - BEZUGSFARBEN KATEGORIE 3**











palisander 641-0777

rodeo 641-0779

granit 641-0812

nickel 641-0851

fuchsia 641-0871

Farben ohne Abbildung:

schwarz 641-0811 / agave 641-0878 / feuer 641-0931 / atoll 641-0933 / mais 641-1004 / limone 641-1015 / **sky** 641-1020

Fein strukturierte Elefantenledernarbung. 800 g/m², Stärke 1,3 mm, desinfektionsmittelbeständig, Norm nach MPG DIN EN ISO 10993-5+10, abriebfest nach DIN EN ISO 5470-2 > 50.000, Brandschutznorm DIN EN 1021-1+2

#### PANDORIA - BEZUGSFARBEN KATEGORIE 3











kiesel 641-3048

birke 641-3049

platin 641-3053

gletscher 641-3055

641-3077

Farben ohne Abbildung:

weiss 641-3046 / smoke 641-3050 / schoko 641-3051 / schwarz 641-3052 / limone 641-3054 / royal 641-3056 / mais 641-3057 / feuer 641-3058 / smaragd 641-3073 / sky 641-3074 / anthrazit 641-3076 / fuchsia 641-3078 /

Hochwertiger Polsterbezugsstoff mit feiner Mikroporenstruktur. 830 g/m², Stärke 1,35 mm, desinfektionsmittelbeständig, Norm nach MPG DIN EN ISO 10993-5+10, abriebfest nach DIN EN ISO 5470-2 > 300.000, Brandschutznorm DIN EN 1021-1+2

# **PHYSIOTHERAPIE**

wir als Hersteller von Therapie- und Behandlungsliegen, auch mit speziellen Lösungen für die besonderen Fälle, haben zum Ziel den Benutzern unserer Produkte (sowohl dem Menschen mit einer gesundheitlichen Einschränkung als auch den pflegenden Angehörigen oder dem Therapeuten) das Leben und die tägliche Arbeit bei der Pflege und Behandlung zu erleichtern und die Lebens- und Arbeitsqualität aller Beteiligten zu verbessern.

Wir stellen uns den hohen Qualitätsansprüchen, indem wir alle Produkte in unserem Werk in Bayreuth in Kleinserien oder Einzelanfertigungen selbst produzieren und deutschland- und europaweit vertreiben.

Unsere Produkte sind durch ihre Vielseitigkeit und die komplexen Lösungen, welche wir auf

Grund unserer jahrzehntelangen Erfahrungen in diesem Bereich anbieten können, sehr beratungsintensiv.

Die Auswahl des richtigen Modells und dessen Anpassung an die individuellen Bedürfnisse ist zugege-benermaßen nicht so einfach, muss gründlich durchdacht und eventuelle Vorund Nachteile abgewogen werden, um ein optimales Endprodukt zusammenzustellen.

Diese Broschüre soll den Interessenten eine Übersicht unserer Produkte im Bereich Physiotherapie geben. Neben den Anpassbögen, die wir für jedes Produkt bereithalten, stehen wir ihnen natürlich auch persönlich gerne mit Rat und Tat zur Seite.

## PRODUKTÜBERSICHT

PRODUKTUBERSICHT	SEITE
Stehbrett RFH 20.100 und 20.200	7
Behandlungsliege RFH	10
Behandlungsliege RFH Exclusiv	14
Lymphliege RFH	15
Multifunktionsliege RFH	16
Vojta-Bobath Liege RFH	17
XL-Behandlungsliege RFH	18
Praxisliege RFH	19
Hubsäulenliege RFH	20
Wandklappliege RFH	22
Lagerungshilfen RFH	23
Schlingengerät RFH	24
Therapiehocker	25
Praxiszubehör	26

## **STEHBRETT RFH 20.100 UND 20.200**

Das Stehbrett ermöglicht neben den bekannten Behandlungsliegenfunktionen ein stufenloses Aufrichten des Patienten aus der liegenden Position bis maximal 85°. Der Patient wird durch drei Haltegurte im Knie-, Becken- und Brustbereich fixiert. Das Gerät erfüllt durch seine hochwertigen Komponenten höchste Qualitätsstandards und zeichnet sich durch sehr gute Standfestigkeit und lange Lebensdauer aus.



## STEHBRETT RFH 20.100

#### **TECHNISCHE DATEN**

**Funktion:** stufenlose elektrische Stehfunktion von 0 bis 85°

Antrieb: elektrischer Linearmotor

Steuerung: elektrischer Handschalter

Polsterung: hochwertige

Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

Bezug: wasser- und UV-Licht

beständiges Kunstleder

**Rollen:** verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit

#### Abmessungen:

Breite: 73 cm - Länge: 205 cm minimale Raumhöhe: 210 cm

Gewicht: 85 kg **Hebevermögen:** 

sichere Arbeitslast 170 kg - zulässiges Patientengewicht bis max. 135 kg



## **STEHBRETT RFH 20.200**

#### **TECHNISCHE DATEN**

Funktion: stufenlose elektrische Stehfunktion von 0 bis 85°, elektrische Höhenverstellung von 44 bis 84 cm Antrieb: elektrische Linearmotoren Steuerung: elektrischer Handschalter

**Polsterung:** hochwertige Zweischicht-

Schaumstoffpolsterung

Bezug: wasser- und UV-Licht bestän-

diges Kunstleder

**Rollen:** verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit

#### Abmessungen:

Breite: 73 cm - Länge: 205 cm minimale Raumhöhe: 216 cm

Gewicht: 121 kg **Hebevermögen:** 

sichere Arbeitslast 170 kg - zulässiges Patientengewicht bis max. 135 kg

Das Stehbrett ist ein vielseitiges Hilfsmittel zur Patientenmobilisierung, speziell in den Fachbereichen der Neurologie, Orthopädie und Chirurgie. Bei nachfolgenden, verbreiteten, Krankheitsbildern kann sich der Einsatz eines Stehbrettes positiv beschleunigend auf das Therapieziel auswirken:

- · Appolex (Schlaganfall) mit Halbseitenlähmung
- Multiple Sklerose
- Morbus Parkinson
- · Wachkoma u.a.

Da ein selbständiges Stehen aus eigener Kraft oft nicht mehr möglich ist, ist das regelmäßige Training mit Hilfe des Stehbrettes unverzichtbar um spürbare Behandlungseffekte zu erzielen.

Das Stehbrett gewinnt im ergo- und physiotherapeutischen Bereich auf Grund seiner Vielfältigkeit immer mehr an Bedeutung. Selbstverständlich kann es ebenso als Behandlungsliege genutzt werden.





#### **AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN**

- · Fahrgestellerhöhung zur besseren Unterfahrbarkeit
- einzeln winkel- und längenverstellbare Fußplatten mit verschiedenen Oberflächen wie Kautschukbelag, furnierter Holzoberfläche oder Polsterung
- Armstützen
- Therapietisch aus Holz oder Plexiglas
- elektrisch verstellbares Kopfteil von 50° positiv bis 40° negativ

## **EINIGE BEISPIELE**

- · wirkungsvolles Herz- und Kreislauftraining
- · Unterstützung bei der Entleerung der oberen Harnwege
- Anregung des Knochenstoffwechsels (Osteoporoseprophylaxe)
- · Bekämpfung von Muskelverkürzungen und Tonusregulation

- · Nasenausschnitt, auch mit Abdeckung
- 3-fach verstellbare Hüft- und Oberkörperpelotten zur Kontraktur-Korrektur
- · Liegeflächenschlitz zur Einzelfixierung der Beine
- Kopffixierung
- · abweichende Liegeflächenmaße
- · höheres Patientengewicht
- 18 verschiedene Standard-Lederfarben
- Verdauungsunterstützung
- Spitzfußtherapie und -vorbeugung
- · Förderung der Tiefensensibilität
- regelmäßige ADL-Übungen



Liegeflächenschlitz zur Einzelfixierung

Art.-Nr. 20.029.00.000



Armstützen

Art.-Nr. 20.024.00.000



Winkel- und längenverstellbare Fußplatten

Art.-Nr. 20.021.00.000



Kopffixierung

Art.-Nr. 20.010.03.000



Therapietisch Holz

Art.-Nr. 20.025.00.000





3-fach verstellbare Hüft- und Oberkörperpelotten

Art.-Nr. 20.033.00.000

## **BEHANDLUNGSLIEGE RFH**



#### **TECHNISCHE DATEN**

#### **Funktion**

elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm

Antriebe elektrische Linearmotoren

Steuerung elektrischer Handschalter

Polsterung hochwertige

Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

Bezug wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

#### Abmessungen

Breite: 65 cm - Länge: 200 cm

Gewicht: 65 kg

#### Hebevermögen

sichere Arbeitslast 220 kg

zulässiges Patientengewicht bis max. 185 kg

## **RADSYSTEME**



Doppelstoprollen 100 mm

einzeln bremsbar, 1 Satz (4 Stück)

Art.-Nr. 22.002.00.001



Zentralbremse mit Geradeauslauf

Art.-Nr. 22.006.00.000



Rollenhubsystem

Art.-Nr. 22.003.00.000

## **KOPFTEILE**



mechanisches Kopfteil

verstellbar mit Gasfederunterstützung (positiv 50° bis negativ 40°) Art.-Nr. 22.016.00.000



3-teiliges Kopfteil

schwenk- und höhenverstellbare Armauflagen (nur in Verbindung mit mechanischem Kopfteil) Art.-Nr. 22.018.00.000 Darstellung: Höhenverstellung Armauflagen



3-teiliges Kopfteil

schwenk- und höhenverstellbare Armauflagen (nur in Verbindung mit mechanischem Kopfteil) Art.-Nr. 22.018.00.000

Darstellung: 180° schwenkbare Armauflagen

## **GESICHTSAUSSCHNITTE**



**Gesichtsausschnitt Standard** 

Art.-Nr. 22.028.00.000

Abdeckung für Gesichtsausschnitt

Art.-Nr. 22.028.00.001



Gesichtsausschnitt rund

Art.-Nr. 22.028.00.020

Abdeckung für

Gesichtsausschnitt rund

Art.-Nr. 22.028.00.021

(ohne Abbildung)

Hörnchen für Gesichtsausschnitt

Art.-Nr. 22.500.20.000

## **SEITENGITTER**



**Metallseitengitter** abnehm- und absenkbar Art.-Nr. 22.021.00.000



dreiseitige Liegeflächenumrandung

25 cm hoch

Art.-Nr. 22.021.01.000 **Kunstleder-Innenpolster**Art.-Nr. 22.021.01.001



**Metallklappgitter** nicht in Verbindung mit

hydraulischer Höhenverstellung

Art.-Nr. 22.021.00.011

Innenpolster für Metallklappgitter

Art.-Nr. 22.021.00.012

## **BEDIENELEMENTE**



Handbedienungen



**Fußtaster** Art.-Nr. 22.011.00.000



**Umlaufbügel** für elektrische Höhenverstellung Art.-Nr. 22.005.00.000

## **SONDERFUNKTIONEN**



**mechanisches Beinteil** verstellbar bis ca. 70° Art.-Nr. 22.014.00.000



elektrische Rückenlehne verstellbar bis ca. 70° Art.-Nr. 22.014.00.000



**Papierrollenhalter** fußseitig Art.-Nr. 22.029.91.000

## **ZUBEHÖR**



**Edelstahlreling** Art.-Nr. 22.024.00.000



Wandabweisrollen Art.-Nr. 22.029.91.000

## **BEHANDLUNGSLIEGE RFH EXCLUSIV**



#### **TECHNISCHE DATEN**

**Funktion** elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm

**Antriebe** elektrische Linearmotoren

Steuerung elektrischer Handschalter

Kopfteilverstellung positiv 50° bis negativ 40° mit Gasfederunterstützung

**Polsterung** hochwertige

Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

Bezug wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

Abmessungen Breite: 65 cm - Länge: 200 cm

Gewicht: 70 kg

Hebevermögen sichere Arbeitslast 220 kg



### **TECHNISCHE DATEN**

**Funktion** hydraulische Höhenverstellung von 52 bis 94 cm

**Antriebe** Hydroantrieb, Bedienung durch Tritthebel Kopfteilverstellung positiv 50° bis negativ 40° mit Gasfederunterstützung

**Polsterung** hochwertige Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

Bezug wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

Abmessungen Breite: 65 cm - Länge: 200 cm

Gewicht: 75 kg

**Hebevermögen** sichere Arbeitslast 220 kg zulässiges Patientengewicht bis max. 185 kg

## LYMPHLIEGE RFH



#### **TECHNISCHE DATEN**

**Funktion** elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm

Antriebe elektrische Linearmotoren

**Steuerung** elektrischer Handschalter

**Kopfteilverstellung** positiv 50° bis negativ 40°

mit Gasfederunterstützung

Beinteilverstellung positiv 60° mit gasfederunterstützter

Unterschenkelhochlagerung

**Polsterung** hochwertige

Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

**Bezug** wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

Abmessungen Breite: 65 cm - Länge: 200 cm

Gewicht: 95 kg

Hebevermögen sichere Arbeitslast 220 kg

## **MULTIFUNKTIONSLIEGE RFH**



#### **TECHNISCHE DATEN**

mit Gasfederunterstützung

#### **Funktion**

elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm elektrische Dachstellung bis 60° elektrische Beinteilverstellung bis 60° **Antriebe** elektrische Linearmotoren **Steuerung** elektrischer Handschalter **Kopfteilverstellung** positiv 50° bis negativ 40° Polsterung hochwertige

Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

Bezug wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

**Abmessungen** Breite: 65 cm oder 85 cm - Länge: 200 cm

Gewicht: 85 kg

**Hebevermögen** sichere Arbeitslast 220 kg zulässiges Patientengewicht bis max. 185 kg



Beinteilverstellung



## **VOJTA-BOBATH LIEGE RFH**



#### **TECHNISCHE DATEN**

Funktion elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm

Antriebe elektrische Linearmotoren

Steuerung elektrischeHandschalter

Polsterung hochwertige

Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

Bezug wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

**Abmessungen** Breite: 100 cm - Länge: 200 cm Gewicht: 90 kg

**Hebevermögen** sichere Arbeitslast 220 kg

zulässiges Patientengewicht bis max. 185 kg

Ausführung mit Rollenhub, Umlaufbügel und verstellbarem Kopfteil



## **XL-BEHANDLUNGSLIEGE RFH**

XL-Ausführung für verbreiterte Liegeflächen

Ausführung hier mit:

- Rollenhub
- · Liegeflächenbreite 140 cm



#### **TECHNISCHE DATEN**

**Funktion** elektrische Höhenverstellung von 44 bis 84 cm

Antriebe robuster Pneumatik-Verstellantrieb

**Steuerung** Lufthandtaster

Polsterung hochwertige

Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

Bezug wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

**Abmessungen** Breite: ab 80 cm - Länge: 200 cm

Gewicht: 120 kg

**Hebevermögen** sichere Arbeitslast 255 kg zulässiges Patientengewicht bis max. 220 kg

XL-Ausführung bis Patientengewicht 280 kg

Ausführung hier mit:

- Rollenhub
- Kopfteilverstellung positiv / negativ



## **PRAXISLIEGEN RFH**

## Praxisliegen mit und ohne Kopfteil

Art.-Nr.: 22.200.00.000

**Liegeflächenmaß:** 65 cm x 200 cm abweichende Größen und Höhen

möglich

**Varianten:** Liegefläche einteilig Kopfteil positiv verstellbar



### Wellnessliege

Art.-Nr.: 22.200.20.000

## Liegeflächenmaß:

100 cm x 200 cm 120 cm x 200 cm

abweichende Größen und Höhen

möglich



## **HUBSÄULENLIEGE RFH**



#### **TECHNISCHE DATEN**

Funktion elektrische Höhenverstellung von 46 bis 80 cm

Antriebe elektrische Hubsäulen

**Steuerung** elektrischer Handschalter

**Polsterung** hochwertige


Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

**Bezug** wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

**Abmessungen** Breite: 65 cm - Länge: 120 cm Gewicht: 60 kg

**Hebevermögen** sichere Arbeitslast 220 kg zulässiges Patientengewicht bis max. 185 kg










## **WANDKLAPPLIEGE RFH**

# Wandklappliege L RFH Art.-Nr.: 22.250.00.000 Liegeflächenmaß: 65 cm x 200 cm, abweichende Größen und Höhen möglich Wandklappfunktion: Befestigung längsseitig, Klappfunktion manuell



## LAGERUNGSHILFEN RFH



## **SCHLINGENGERÄT RFH**





Wandschlingengerät RFH

Art.-Nr.: 22.500.00.100



## THERAPIEHOCKER RFH



#### **Hocker RFH rund**

Sitzfläche Ø 35 cm, Polsterung nach Farbmusterkarte, Art.-Nr.: 22.500.10.000



#### **Hocker RFH rund**

Sitzfläche Ø 35 cm, Schichtholzplatte gewölbt Art.-Nr.: 22.500.10.010

#### **Hocker RFH eckig**

Sitzfläche 41 x 41 cm, Sitzhöhen 55 cm, 50 cm, 45 cm

Art.-Nr.: 22.500.10.001



#### Rollhocker RFH "exclusiv"

Sitzfläche Ø 35 cm, höhenverstellbar von 50 cm bis 70 cm per Rundumauslösung, Polsterung nach Farbmusterkarte, Stuhlsäule und Fußkreuz verchromt

Art.-Nr.: 22.500.11.000



## Rollhocker RFH mit verstellbarer Rückenlehne

Sitzfläche Ø 35 cm, höhenverstellbar von 50 cm bis 70 cm per Handhebel, Polsterung nach Farbmusterkarte, Stuhlsäule und Fußkreuz verchromt

Art.-Nr.: 22.500.11.600



#### Rollhocker RFH "light"

Sitzfläche Ø 35 cm, höhenverstellbar von 50 cm bis 70 cm per Handhebel, Polsterung nach Farbmusterkarte, Stuhlsäule schwarz und Fußkreuz aus Polyamid Art.-Nr.: 22.500.11.500



## Sattelhocker RFH "exclusiv" • mit oder ohne verstellbarer Rückenlehne

höhenverstellbar von 50 cm bis 70 cm per Handhebel, Polsterung nach Farbmusterkarte, Stuhlsäule und Fußkreuz verchromt

Art.-Nr.: 22.500.11.800



## Sattelhocker RFH "light" but oder ohne verstellbarer Rückenlehne

höhenverstellbar von 50 cm bis 70 cm per Handhebel, Sitzfläche PVC, Stuhlsäule und Fußkreuz schwarz

Art.-Nr.: 22.500.11.700



## **PRAXISZUBEHÖR**



Lieferung ohne Matten Art.-Nr.: 22.500.13.000



#### fahrbarer Mattenständer

Lieferung ohne Matten Art.-Nr.: 22.500.13.500

#### Pezziballhalter

Lieferung ohne Bälle Art.-Nr.: 22.500.12.000



## Unterschenkelauflage


für Liegeflächenbreite 65 cm oder 80 cm

Art.-Nr.: 22.500.17.000 / 22.500.17.100



#### Polsterschutzmatte

transparent, für den Fußbereich Art.-Nr.: 22.029.90.000 **Standspiegel** Art.-Nr.: 22.500.15.000



26

# **NOTIZEN**

# REHABILITATION

Wir - als Hersteller für Pflege- und Rehabetten mit speziellen Lösungen für die besonderen Fälle - haben zum Ziel den Benutzern unserer Produkte (sowohl dem Menschen mit einer gesundheitlichen Einschrän-kung als auch den pflegenden Angehörigen oder dem Pflegedienst) das Leben und die tägliche Arbeit bei der Pflege und Fürsorge zu erleichtern und die Lebens- und Arbeitsqualität aller Beteiligten zu verbessern.

Wir stellen uns den hohen Qualitätsansprüchen, indem wir alle Produkte in unserem Werk in Bayreuth in Kleinserien oder Einzelanfertigungen selbst produzieren und über den Fachhandel europaweit vertreiben.

Unsere Betten sind durch ihre Vielseitigkeit und die komplexen Lösungen, welche wir auf Grund unserer jahrzehntelangen Erfahrungen in diesem Bereich anbieten können, sehr beratungsintensiv.

Die Auswahl des richtigen Modells und dessen Anpassung an die individuellen Bedürfnisse ist zugege-benermaßen nicht so einfach, muss gründlich durchdacht und eventuelle Vorund Nachteile abgewogen werden, um ein optimales Endprodukt zusammenzustellen.

Diese Broschüre soll den Interessenten eine Übersicht unserer Produkte im Bereich Rehabilitation geben. Neben den Anpassbögen, die wir für jedes Produkt bereithalten, stehen wir ihnen natürlich auch persönlich gerne mit Rat und Tat zur Seite.

## **PRODUKTÜBERSICHT**

	SEITE
Holzdekore	29
Stehbett RFH 18.400	30
Seitenlagerungsbett RFH 14.300	34
Sitzbett RFH 14.200	36
Reha-Polsterbett RFH	37
Rehabett RFH	38
Reha - Schwerlastbett RFH	40
Säulenbett RFH 14.100	41
Pflegebett RFH 30.500	42
Einbaurahmen RFH 30.500	44
Reha - Einbaurahmen RFH	45
Sonderausstattung	46

## **HOLZDEKORE**



H 1511 ST15
Bavaria Buche - RFH Standarddekor



H 1873 ST15 Feldahorn



H 1951 ST15 Calvados braunrot



H 1615 ST9 Kirschbaum Romana



U 999 ST3 schwarz



**W 911 ST3** weiß

## STEHBETT RFH 18.400

Das Stehbett ermöglicht neben den drei üblichen Pflegebettoptionen der Höhen- und Beinteil- sowie Rückenlehnenverstellung die stufenlose Aufstehfunktion der Liegefläche bis max. 85°. Das Gerät erfüllt durch seine hochwertigen

Komponenten höchste Qualitätsstandards und zeichnet sich durch sehr gute Standfestigkeit und lange Lebensdauer aus.



#### **TECHNISCHE DATEN**

**Funktion:** stufenlose elektrische Stehfunktion von 0° bis 85° elektrische Höhenverstellung von 40 cm bis 80 cm elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75° elektrische Beinteilverstellung bis 30°

**Antriebe:** elektrische Linearmotoren **Steuerung:** elektrischer Handschalter

**Rollen:** verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit

Feststellmöglichkeit

## Abmessungen:

Liegefläche:  $100~\rm cm~x~200~cm$  oder  $90~\rm cm~x~200~cm$  Außenmaße:  $114~\rm cm~x~206~cm$  oder  $104~\rm cm~x~206~cm$ 

Gewicht: 160 kg

**Hebevermögen:** sichere Arbeitslast 170 kg zulässiges Patientengewicht bis max. 135 kg

Das Stehbett ist ein vielseitiges Hilfsmittel zur Patientenmobilisierung, speziell in den Fachbereichen der Neurologie, Orthopädie und Chirurgie.

Bei folgenden, verbreiteten Krankheitsbildern, kann sich der Einsatz eines Stehbettes positiv beschleunigend auf das Therapieziel auswirken:

- Appoplex (Schlaganfall) mit Halbseitenlähmung
- Multiple Sklerose
- Morbus Parkinson
- · Wachkoma u.a.

Da ein selbständiges Stehen des Patienten aus eigener Kraft oft nicht mehr möglich ist, ist das regelmäßige Training mit Hilfe des Stehbettes unverzichtbar, um spürbare Behandlungseffekte erzielen zu können.

Das Stehbett gewinnt sowohl im Homecare- als auch im Klinikbereich zunehmend an Bedeutung. Es entsteht ein Platzspareffekt durch den Entfall eines zusätzlichen Stehtrainers.





BESTELL-FAX: +49 921 15110069 31

## Einige Beispiele für Behandlungseffekte:


- wirkungsvolles Herz- und Kreislauftraining
- Unterstützung bei der Entleerung der oberen Harnwege
- Anregung des Knochenstoffwechsels (Osteoporoseprophylaxe)
- Bekämpfung von Muskelverkürzungen und Tonusregulation
- Verdauungsunterstützung
- Spitzfußtherapie und -vorbeugung
- Förderung der Tiefensensibilität
- regelmäßige ADL-Übungen



## **ZUBEHÖR**



Standbrett Standardausführung (Holz) Standbrett mit Kautschukbelag für rutschfeste Standfläche Art.-Nr. 18.038.00.010



**Kopffixierung** Art.-Nr. 18.010.03.000



**Zentralbremse** Art.-Nr. 18.026.00.000



**Therapietisch Holz**Art.-Nr. 18.025.00.000

Art.-Nr. 18.030.00.000



winkelverstellbare Fußplatte (positiv und negativ) mit Kautschukbelag Art.-Nr. 18.022.00.000



**Gurtablage** Art.-Nr. 18.010.00.009

## **SEITENLAGERUNGSBETT RFH 14.300**





Einstellung: Seitenlagerung

#### **TECHNISCHE DATEN**

#### **Funktion:**

elektrische Höhenverstellung von 42,5 cm bis 75 cm elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75°mit Matratzenausgleich

elektrische Beinteilverstellung bis 30° elektrische Seitenlagerung links / rechts bis 18° elektrische Kopftieflagerung bis 10° und Fußtieflagerung bis 18° **Antriebe:** elektrische Hubsäulen und Linearmotoren **Steuerung:** elektrischer Handschalter und Zusatzpaneel

Rollen: Zentralbremssystem mit Geradeauslauf

## Abmessungen:

Liegefläche: 90 cm x 200 cm und 100 cm x 200 cm Außenmaße: 104 cm x 206 cm und 114 cm x 206 cm

Gewicht: 185 kg

**Hebevermögen:** sichere Arbeitslast 220 kg zulässiges Patientengewicht bis 185 kg

## **SEITENLAGERUNGSBETT RFH 14.300**



35

## SITZBETT RFH 14.200



## **TECHNISCHE DATEN**

#### **Funktion:**

elektrische Höhenverstellung von 46 cm bis 87 cm elektrische Rückenlehnenverstellung bis 85° elektrische Beinteilverstellung bis 30° elektrische Unterschenkelverstellung bis -50°

Antriebe: elektrische Linearmotoren

**Steuerung:** elektrischer Handschalter

Rollen: verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Fest-

stellmöglichkeit

#### Abmessungen:

Liegefläche: 90 cm x 200 cm oder 100 cm x 200 cm Außenmaße: 104 cm x 206 cm oder 114 cm x 206 cm Gewicht: 105 kg

#### Hebevermögen:

sichere Arbeitslast 220 kg zulässiges Patientengewicht bis 185 kg



Zubehör Aufstehgriff

## **REHA-POLSTERBETT RFH**



### **TECHNISCHE DATEN**

### Funktion:

elektrische Höhenverstellung von 40 cm bis 80 cm elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75° elektrische Beinteilverstellung bis 30°

**Antriebe:** elektrische Linearmotoren **Steuerung:** elektrischer Handschalter

Rollen: verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Fest-

stellmöglichkeit

### Abmessungen:

Liegefläche: 90 cm x 200 cm Außenmaße: 124 cm x 226 cm

Gewicht: 140 kg **Hebevermögen:** 

sichere Arbeitslast 220 kg

zulässiges Patientengewicht bis 185 kg

### **REHABETT RFH**



### **TECHNISCHE DATEN**

### **Funktion:**

elektrische Höhenverstellung von 40 cm bis 80 cm elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75° elektrische Beinteilverstellung bis 30°

**Antriebe:** elektrische Linearmotoren **Steuerung:** elektrischer Handschalter

Rollen: verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Fest-

stellmöglichkeit

### Abmessungen:

Liegefläche: 90 cm x 200 cm Außenmaße: 104 cm x 206 cm

Gewicht: 140 kg **Hebevermögen:** 

sichere Arbeitslast 255 kg

zulässiges Patientengewicht bis 220 kg





### **REHA-SCHWERLASTBETT RFH**



### **TECHNISCHE DATEN**

### Funktion:

elektrische Höhenverstellung von 40 cm bis 80 cm elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75° elektrische Beinteilverstellung bis 30°

Antriebe: elektrische Linearmotoren
Steuerung: elektrischer Handschalter

Rollen: verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Fest-

stellmöglichkeit

### Abmessungen:

Liegefläche: 120 cm x 200 cm Außenmaße: 134 cm x 206 cm

Gewicht: 190 kg

### Hebevermögen Typ 280:

sichere Arbeitslast 315 kg

zulässiges Patientengewicht bis 280 kg

### Hebevermögen Typ 400:

sichere Arbeitslast 435 kg

zulässiges Patientengewicht bis 400 kg

## **SÄULENBETT RFH 14.100**



### **TECHNISCHE DATEN**

### **Funktion:**

elektrische Höhenverstellung von 46 cm bis 87 cm elektrische Rückenlehnenverstellung bis 70° mit Matrazenausgleich

elektrische Beinteilverstellung bis 30° elektrische Kopf- und Fußtieflage bis 18°

**Antriebe:** elektrische Hubsäulen und Linearmotoren **Steuerung:** elektrischer Handschalter und Zusatzpaneel

Rollen: Zentralbremssystem mit Geradeauslauf

### Abmessungen:

Liegefläche: 90 cm x 200 cm oder 100 cm x 200 cm Außenmaße: 104 cm x 206 cm oder 114 cm x 206 cm

## Gewicht: 115 kg **Hebevermögen:**

sichere Arbeitslast 220 kg zulässiges Patientengewicht bis 185 kg

## **PFLEGEBETT RFH 30.500**



### **TECHNISCHE DATEN**

### **Funktion:**

elektrische Höhenverstellung von 37 cm bis 87 cm elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75° elektrische Beinteilverstellung bis 30°

**Antriebe:** elektrische Linearmotoren **Steuerung:** elektrischer Handschalter

Rollen: verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Fest-

stellmöglichkeit

### Abmessungen:

Liegefläche: 100 cm x 200 cm Außenmaße: 114 cm x 206 cm

Gewicht: 120 kg **Hebevermögen:** 

sichere Arbeitslast 220 kg

zulässiges Patientengewicht bis 185 kg





elektrisch verstellbare Nackenstütze

Art.-Nr. 30.500.04.300



**schwenkbare Seitenblende** Art.-Nr. 30.500.10.000



### **EINBAURAHMEN RFH 30.500**



### **TECHNISCHE DATEN**

### **Funktion:**

elektrische Höhenverstellung von 27 cm bis 77 cm elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75° elektrische Beinteilverstellung bis 30°

**Antriebe:** elektrische Linearmotoren **Steuerung:** elektrischer Handschalter

### Abmessungen:

Liegefläche: 95 cm x 195 cm Außenmaße: 100 cm x 200 cm

Gewicht: 95 kg **Hebevermögen:** 

sichere Arbeitslast 220 kg

zulässiges Patientengewicht bis 185 kg

### **REHA-EINBAURAHMEN RFH**



### **TECHNISCHE DATEN**

### **Funktion:**

elektrische Höhenverstellung von 32 cm bis 72 cm elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75° elektrische Beinteilverstellung bis 30°

**Antriebe:** elektrische Linearmotoren **Steuerung:** elektrischer Handschalter

### Abmessungen:

Liegefläche: 85 cm x 195 cm Außenmaße: 90 cm x 200 cm

Gewicht: 110 kg **Hebevermögen:** 

sichere Arbeitslast 255 kg

zulässiges Patientengewicht bis 220 kg

## **SONDERAUSSTATTUNG**



**Seitengittererhöhung** Art.-Nr. 18.010.00.010



Aufstehhilfe Art.-Nr. 30.500.50.010



**Sondersteuerung** Art.-Nr. 30.500.95.000



**herausnehmbarer Trapezeinsatz** Art.-Nr. 11.039.01.810





# **NOTIZEN**

# **MOBILISATION**

Wir - als Hersteller für Pflege- und Rehabetten mit speziellen Lösungen für die besonderen Fälle - haben zum Ziel den Benutzern unserer Produkte (sowohl dem Menschen mit einer gesundheitlichen Einschrän-kung als auch den pflegenden Angehörigen oder dem Pflegedienst) das Leben und die tägliche Arbeit bei der Pflege und Fürsorge zu erleichtern und die Lebens- und Arbeitsqualität aller Beteiligten zu verbessern.

Das Thema der häuslichen Intensivpflege ist sehr vielschichtig und umfassend. Während gegenwärtig noch der überwiegende Teil der schweren Pflegefälle in externen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen betreut wird, zeichnet sich zukünftig eine zunehmende Entwicklung zur häuslichen Pflege ab. Der Grund hierfür ist eine Anzahl von Vorteilen, welche wir Ihnen in dieser Broschüre aufzeigen möchten.

### **PRODUKTÜBERSICHT**

		_	Г
-	-		ı
•	_		H

Freistehbarren	49
Rutschbretter	52

### **FREISTEHBARREN**

Für den behinderten Menschen ist das tägliche Stehen, u.a. zum Kreislauftraining für die bestmögliche Entleerung der oberen Harnwege, zur Osteoporose und Kontraktur-Prophylaxe besonders wichtig. Die spezielle Konstruktion des Freistehbarrens ermöglicht sicheres und stabiles Stehen ohne zusätzliche Verankerungen. Durch die integrierten Transportrollen kann der Freistehbarren an jede Stelle mit ebenem Untergrund gerollt werden.



### **TECHNISCHE DATEN**

### Abmessungen:

Breite: 77,5 cm Länge: 107 cm

Höhe: 90 cm bis 130 cm

Gewicht: 65 kg

### elektr. Gurtaufrollvorrichtung:

Spannung: 230 V Gewicht: 16 kg

### minimale Körpergröße:

140 cm

### Hebevermögen:

zulässiges Patientengewicht bis 150 kg

### **FREISTEHBARREN**

### Ausstattungsbeispiel

mit Rädern hinten und vorn, lenk- und bremsbar Art.-Nr. 02.029.00.000





**elektrische Gurtaufrollvorrichtung** mit Patientenhaltegurt (Standardausstattung)



**Kniepelottenhalterung** tiefen-, höhen- und seitenverstellbar (Standardausstattung)



**Kniepolster** stufenlos winkelverstellbar Art.-Nr. 02.054.00.000



**Tischrand**für Tisch mit Ausschnitt, Ecken offen Art.-Nr. 02.024.00.000



**Fußplatte mit Fersenklettbändern** Art.-Nr. 02.017.00.000





**Oberkörperpelotte** Art.-Nr. 02.068.00.000

### RUTSCHBRETTER



Rutschbrett 70 cm x 23 cm mit 1 Griffloch



Rutschbrett 70 cm x 23 cm mit 2 Grifflöchern (beidseitig)



Rutschbrett 70 cm x 23 cm mit 1 Griffloch und 1 Radausschnitt



Rutschbrett 70 cm x 23 cm mit 2 Grifflöchern (beidseitig) und 1 Radausschnitt



Rutschbrett gewölbt 80 cm x 36 cm mit 1 Griffloch und 2 Radausschnitten

# **NOTIZEN**

# **ALLGEMEINES**

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER RFH-REHATECHNIK GMBH

#### I. ALLGEMEINES

- 1. Sämtliche Lieferungen und Leistungen der RFH-Rehatechnik GmbH fortan RFH genannt gegenüber Personen i.S.v. § 14 BGB erfolgen ausschließlich nach Maßgabe nachfolgender Allgemeiner Geschäfts-, Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedinqungen fortan AGB genannt -, welche der Kunde durch die Erteilung eines Auftrags an RFH aus- drücklich anerkennt.
- 2. Diese AGB gelten ausschließlich; dies auch dann, wenn RFH in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Kunden Leistungen / Lieferungen an den Kunden ausführt. Entgegenstehende oder abweichende Geschäfts- und / oder Einkaufsbedingungen des Kunden erkennt RFH nicht an, es sei denn, RFH stimmt schriftlich ihrer Geltung ausdrücklich zu.

#### II. VERTRAGSUNTERLAGEN/ -ABSCHLUSS

- 1. Von RFH unterbreitete Angebote sind freibleibend. Der konkrete Vertragsinhalt richtet sich ausschließlich nach der jeweiligen Auftragsbestätigung durch RFH sowie nach diesen AGB. Auf etwaige Fehler in der Auftragsbestätigung hat der Kunde unverzüglich hinzuweisen.
- 2. Angaben über Ware von RFH (technische Daten, Maße u. a.) sind nur ungefähr und annähernd; sie sind keine ga- rantierte Beschaffenheit, es sei denn, es erfolgt ausdrücklich und schriftlich eine diesbezügliche Garantieerklärung. Auch Verweisungen auf technische Normen u. ä. stellen lediglich Leistungsbeschreibungen dar, sofern RFH nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich zusichert. Jedwede Garantieerklärung durch RFH bedarf der Schriftform.
- 3. An Abbildungen, Skizzen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält RFH sämtliche Eigen- tums- und Urheberrechte. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als "vertraulich" bezeichnet sind. Der Kunde ist insbesondere nicht berechtigt, solche Unterlagen Dritten zur Verfügung zu stellen oder sie für eigene Konstruktionen zu verwenden; er hat solche Unterlagen auf Verlangen vielmehr an RFH herauszugeben.
- 4. Zumutbare Abweichungen der Ausführung und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten; unwesentliche und branchenübliche Abweichungen der Lieferung vom Angebot gelten als vertragsgemäß.
- 5. RFH ist berechtigt, eingehende Vertragsangebote innerhalb von 4 Wochen anzunehmen. Die Annahme durch RFH kann sowohl schriftlich, aber auch stillschweigend und insbesondere durch Leistung erfolgen.

### III. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- 1. Die von RFH genannten Preise verstehen sich, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ab Werk oder Aus- lieferungslager, netto, d. h. zuzüglich der am Tag der Leistung jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentli- chen Lasten und Abgaben, sowie ausschließlich Verpackungs- und Versendungskosten. Vergütungsansprüche von RFH sind mit Rechnungszugang sofort und ohne jeden Abzug fällig. Schecks und andere Zahlungsmittel als Geld werden von RFH lediglich erfüllungshalber angenommen. Diskontund Einzugsspesen und sonstige Kosten der Zahlung trägt der Kunde. Die Verpackungs- und Versendungskosten werden dem Kunden von RFH nach Aufwand gesondert berechnet.
- 2. Zurückbehaltungsrechte des Kunden, die auf einem anderen Vertragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen. Zurückbehaltungsrechte des Kunden, die auf demselben Vertragsverhältnis beruhen, sind ebenfalls ausgeschlos- sen, sofern die Gegenforderung nicht unbestritten oder nicht rechtskräftig festgestellt ist. Der Kunde ist auch nicht berechtigt, mit einer Gegenforderung aufzurechnen, sofern diese Forderung nicht unbestritten oder nicht rechtskräf- tig festgestellt ist.
- 3. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, ist RFH berechtigt, Zinsen in Höhe von 8 %-Punkten p. a. über dem jewei- ligen Basiszinssatz zu berechnen. RFH bleibt der Nachweis eines höheren Verzugsschadens, dem Kunden der Nachweis eines geringeren Verzugsschadens möglich.
- 4. Gerät der Kunde mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Rückstand, ist RFH berechtigt, nach erfolglosem Ablauf einer dem Kunden gesetzten angemessenen Frist, vom Vertrag zurückzutreten. Dieses Rücktrittsrecht besteht auch dann, wenn RFH Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Kunden herabzusetzen. Tritt RFH zurück, ist RFH berechtigt, die von RFH gelieferte Ware auf Kosten des Kunden kennzeichnen, gesondert lagern und abholen zu lassen. Der Kunde ist einverstanden damit, dass die von RFH mit der Abholung beauftragten Personen zu diesem Zweck das Gelände betreten und befahren können, auf dem sich die Ware befindet.
- 5. Wird RFH nach Vertragsabschluss die Gefahr der mangelnden Leistungsfähigkeit des Kunden bekannt, so ist RFH alternativ zu vorstehender Ziff. 5. berechtigt, die weiteren (Teil-)Lieferungen und -Leistungen nur gegen Vorkasse oder adäquate Sicherheitsleistung auszuführen.

54 www.rfh-rehatechnik.de

### IV. EIGENTUMSVORBEHALT

- 1. RFH bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher entstandenen Forderungen Eigentümerin der gelieferten Ware.
- 2. Der Kunde verpflichtet sich, die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, zu seinen normalen Ge- schäftsbedingungen und nur, solange er nicht im Zahlungsrückstand ist, zu veräußern. Er ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderung aus der Weiterveräußerung auf RFH über- geht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.
- 3. Der Kunde tritt seine Forderungen aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware bereits jetzt an RFH ab, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware an einen oder an mehrere Abnehmer veräußert wird. Der Kunde ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu einem jederzeit möglichen Widerruf von RFH ein- zuziehen. Zur Abtretung der Forderung ist der Kunde nicht berechtigt.
- 4. Auf Verlangen von RFH ist der Kunde verpflichtet, seinem Abnehmer die Abtretung an RFH unverzüglich bekannt zu geben und RFH die Benachrichtigung nachzuweisen sowie die zur Einziehung der abgetretenen Forderung not- wendigen Auskünfte und Unterlagen mit dieser Benachrichtigung an RFH zu übersenden.
- 5. Auf Verlangen des Kunden ist RFH verpflichtet, die Sicherheiten insoweit freizugeben, als deren realisierbarer Wert die Forderung von RFH um mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt RFH.
- 6. Der Kunde ist verpflichtet, RFH von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Hält der Kunde einen Zahlungstermin nicht ein oder verstößt er gegen sonstige vertragliche Ver- einbarungen oder werden RFH Umstände bekannt, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Kunden zu mindern, ist RFH berechtigt, die Weiterveräußerung von Vorbehaltsware zu untersagen, deren Rückgabe oder die Einräumung mittelbaren Besitzes auf Kosten des Kunden an RFH zu verlangen oder, falls die Ware bereits weiter veräußert, aber ganz oder teilweise noch nicht bezahlt ist, Zahlung direkt vom Abnehmer des Kunden an RFH zu verlangen. In der Zurücknahme der Vorbehaltsware liegt ohne weitere Erklärungen durch RFH kein Rücktritt vom Vertrag.
- 7. Der Kunde hat die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern und tritt bereits mit Vertragsabschluss mit RFH alle An- sprüche aus einem solchen Versicherungsvertrag an RFH ab.

### V. LIEFERZEIT

- 1. Von RFH nicht schriftlich genannte Lieferzeiten sind grundsätzlich nur annähernd und unverbindlich. Hiervon ab- weichende Vereinbarungen über eine verbindliche Lieferzeit müssen ausdrücklich und schriftlich erfolgen. Stets setzt der Beginn der von RFH angegebenen Lieferzeit zuvor die Klärung aller technischen Fragen, sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung aller Mitwirkungsverpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt möglich.
- 2. Gerät RFH aus von RFH zu vertretenden Gründen in Lieferrückstand und hat der Kunde gegenüber RFH erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt, kann er vom Vertrag zurücktreten.
- 3. Unvorhergesehene Ereignisse, die RFH nicht zu vertreten hat (wie zum Beispiel Energiemangel, Verzögerun- gen in der Anlieferung wesentlicher Komponenten und sonstiger Materialien, Importschwierigkeiten, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Streiks, Aussperrung, höhere Gewalt), verlängern die Lieferzeit angemessen. Kann RFH auch nach angemessener Verlängerung nicht leisten, sind sowohl der Kunde als auch RFH zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
- 4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist RFH berech- tigt, den insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weiter- gehende Ansprüche oder Rechte behält sich RFH vor.
- 5. Mit Eintritt des Annahmeverzugs, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache auf den Kunden über.

#### VI. VERSAND UND GEFAHRÜBERGANG

- 1. Der Versand ab Werk oder Auslieferungslager erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt Versandweg und Versandart bestimmt RFH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Zum Abschluss einer Trans- portversicherung ist RFH nur bei ausdrücklicher und schriftlicher Weisung des Kunden verpflichtet; die Kosten dieser Versicherung trägt der Kunde.
- 2. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht auf den Kun- den über mit der Übergabe der Sache an die den Transport ausführende Person. Dies gilt auch dann, wenn weitere Leistungen, wie etwa frachtfreie Versendung, Anfuhr oder Ähnliches vereinbart wurden.

3. Hat RFH dem Kunden angezeigt, dass die Ware versand- oder abholbereit ist, geht die Gefahr auf den Kunden über, wenn er die Ware nicht innerhalb von 5 Werktagen ab dieser Anzeige abruft oder abholt.

### VII. GEWÄHRLEISTUNG

- 1. Mängelansprüche des Kunden bestehen nur, wenn dieser seinen Untersuchungs- und Rügepflichten ge-mäß § 377 HGB stets ordnungsgemäß nachgekommen ist. Erkennbare Mängel sind RFH unverzüglich schriftlich anzuzei- gen, andernfalls gilt die Ware als genehmigt.
- 2. Ein Sachmangel liegt nicht vor, soweit bei Gefahrübergang sich die Sache für die gewöhnliche Verwen-dung eig- net und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und vom Kunden erwartet werden konnte. Keine Mängelansprüche bestehen ferner bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaf- fenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß, bei fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung der Sache, bei übermäßiger Beanspruchung oder bei Verwendung unge- eigneter Betriebsmittel durch den Kunden.
- 3. Soweit ein Sachmangel vorliegt, wird RFH vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge zunächst Nacherfüllung leisten nach eigener Wahl per Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Die dazu erforderlichen Kosten hat RFH zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nachträglich an einen ande-ren Ort als dem Sitz des Kunden verbracht wurde, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die Ge- währleistungsverpflichtung von RFH erstreckt sich auf eine dem Stand der Technik entsprechende Mangelfreiheit der Sache. Dazu hat der Kunde RFH die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, die notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen vorzuneh-men. Insbesondere hat er den gerügten Liefergegenstand auf Anforderung an RFH zu übersenden.
- 4. Sofern RFH Ansprüche gegen Lieferanten hat, erfolgt die Gewährleistung insoweit zunächst durch Abtretung die- ser Ansprüche an den Kunden, der diese Abtretung für diesen Fall hiermit annimmt. Ein Anspruch des Kunden auf Ersatz von Kosten, die im Rahmen der Durchsetzung von Ansprüchen gegen einen Lieferanten entstehen, ist aus- geschlossen, wenn etwaige kostenauslösende Maßnahmen, insbesondere die Einleitung eines Gerichtsverfahrens, nicht zuvor mit RFH abgestimmt wurden.
- 5. Kommt ein Anspruch gegenüber dem Lieferanten nicht in Betracht oder weigert sich der Lieferant, gegenüber dem Kunden zu haften, beschränkt sich die Haftung von RFH zunächst auf die Nacherfüllung, d. h. nach Wahl von RFH auf Ersatzlieferung oder Nachbesserung. Schlägt diese fehl oder ist eine vom Kunden für die Nacherfüllung zu setzende Frist erfolglos verstrichen, verbleibt es bei den gesetzlichen Be-stimmungen.

### VIII. HAFTUNG AUF SCHADENERSATZ

- 1. Weitergehende Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.
- 2. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht für Personenschäden; für sonstige Schäden gilt sie nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht; sie gilt ferner nicht, soweit ein Schaden durch das Fehlen einer Beschaffenheit entsteht, die von RFH garantiert wurde, schließlich gilt sie nicht für Ansprüche aus Lieferantenregress und nach dem Produkthaftungsgesetz.
- 3. Soweit RFH keine vorsätzliche Pflichtverletzung begeht, ist die Haftung für Sachschäden auf den vorhersehbaren, typischen Schaden begrenzt.

### IX. VERJÄHRUNG

- 1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln 12 Monate. Sie beginnt mit Ablieferung der Sache beim Kunden.
- 2. Unberührt bleiben die gesetzlichen Verjährungsfristen bei dinglichen Herausgabeansprüchen Dritter, beim Liefe- rantenregress, bei Arglist, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Bauwerken und Baustoffen (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB), ferner für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von RFH beruhen oder, soweit ein Schaden durch das Fehlen einer Beschaffenheit entsteht, die von RFH garantiert wurde,

### X. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND

- 1. Erfüllungsort für beide Vertragsteile ist Bayreuth.
- 2. Gerichtsstand (auch im Wechsel- und Scheckprozess) ist ebenfalls Bayreuth.

### XI. SONSTIGES

- 1. Auch bei Lieferungen ins Ausland gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Die Anwen- dung des UN-Kaufrechts ist insgesamt ausgeschlossen.
- 2. Bei Export von Waren durch Abnehmer von RFH in Gebiete außerhalb der Bundesrepublik Deutschland über- nimmt RFH keine Haftung, falls durch die Erzeugnisse Schutzrechte Dritter verletzt werden. Der Besteller ist zum Ersatz sämtlicher Schäden verpflichtet, die durch die Ausfuhr von Waren von RFH verursacht werden, die von RFH nicht ausdrücklich zum Export geliefert wurden.
- 3. Der Besteller ist damit einverstanden, dass personen- und unternehmensbezogene Daten des Bestellers von RFH innerhalb der Geschäftsbeziehung auf Datenträger gespeichert werden. Eine Weitergabe solcher Daten an Dritte erfolgt nicht.
- 4. Ist eine Bestimmung des Vertrages und / oder dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirk- samkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien sind einig, dass in diesem Fall die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzt wird, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Be- stimmung am nächsten kommt.
- 5. Änderungen und Ergänzungen des Vertrags und / oder dieser AGB sowie Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirk- samkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung des Schriftformerfordernisses. Insbesondere bedürfen mündliche Abreden oder Zusagen, namentlich mit dem Außendienst von RFH getroffene Abmachungen, zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch RFH.

### **ALLGEMEINE INFORMATIONEN:**

#### **PREISE**

Die angegebenen Verkaufspreise verstehen sich zzgl. der aktuell gültigen Mehrwertsteuer. Kosten für Verpackung und Transport sind nicht in den angegebenen Verkaufspreisen enthalten.

#### TECHNISCHE ÄNDERUNGEN

Wir behalten uns technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Produkte hinsichtlich Funktio- nalität oder optischer Gestaltung vor. Diese Veränderungen können ggf. von den bildlichen Darstellungen in diesem Katalog abweichen.

#### **URHEBERRECHT**

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der RFH-Rehatechnik GmbH. Alle Rechte vor- behalten.

### **RFH Rehatechnik GmbH**

Kulmbacher Straße 115 | 95445 Bayreuth +49 921 15110060 | kontakt@rfh-rehatechnik.de



# WWW.RFH-REHATECHNIK.DE