

EINBAURAHMEN RFH 30.500



TECHNISCHE DATEN

Funktion:

elektrische Höhenverstellung von 27 cm bis 77 cm

elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75°

elektrische Beinteilverstellung bis 30°

Antriebe: elektrische Linearmotoren

Steuerung: elektrischer Handschalter

Abmessungen:

Liegefläche: 95 cm x 195 cm

Außenmaße: 100 cm x 200 cm

Gewicht: 95 kg

Hebevermögen:

sichere Arbeitslast 220 kg

zulässiges Patientengewicht bis 185 kg