

HUBSÄULENLIEGE RFH



Standardführung mit
verstellbaren Stellfüßen

TECHNISCHE DATEN

Funktion elektrische Höhenverstellung von 46 bis 80 cm

Antriebe elektrische Hubsäulen

Steuerung elektrischer Handschalter

Polsterung hochwertige

Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

Bezug wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

Abmessungen Breite: 65 cm - Länge: 120 cm

Gewicht: 60 kg

Hebevermögen sichere Arbeitslast 220 kg

zulässiges Patientengewicht bis max. 185 kg



Standardausführung mit
Doppelstoprollen

*Ausführung mit
beidseitig abklappbaren
Liegeflächenteilen und
Doppelstoprollen*



*Ausführung in
Überbreite (>100 cm) und / oder
Schwerlastversion (>185 kg)
mit Zentralbremse*



*Ausführung mit
Fahrwerkabdeckung und
Rückwandblende*

