

LYMPHLIEGE RFH



TECHNISCHE DATEN

Funktion elektrische Höhenverstellung
von 45 bis 96 cm

Antriebe elektrische Linearmotoren

Steuerung elektrischer Handschalter

Kopfteilverstellung positiv 50° bis negativ 40°
mit Gasfederunterstützung

Beinteilverstellung positiv 60° mit gasfederunterstützter
Unterschenkelhochlagerung

Polsterung hochwertige

Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

Bezug wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

Abmessungen Breite: 65 cm - Länge: 200 cm

Gewicht: 95 kg

Hebevermögen sichere Arbeitslast 220 kg
zulässiges Patientengewicht bis max. 185 kg