

# PFLEGE BETT RFH 30.500



*Pflegebett 30.500 mit Aufrichter*

## TECHNISCHE DATEN

### Funktion:

elektrische Höhenverstellung von 37 cm bis 87 cm

elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75°

elektrische Beinteilverstellung bis 30°

**Antriebe:** elektrische Linearmotoren

**Steuerung:** elektrischer Handschalter

**Rollen:** verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit

### Abmessungen:

Liegefläche: 100 cm x 200 cm

Außenmaße: 114 cm x 206 cm

Gewicht: 120 kg

### Hebevermögen:

sichere Arbeitslast 220 kg

zulässiges Patientengewicht bis 185 kg



*Ausstattungsbeispiel:  
Holzumrandung ohne Seitenholme*



**elektrisch verstellbare Nackenstütze**  
Art.-Nr. 30.500.04.300



**schwenkbare Seitenblende**  
Art.-Nr. 30.500.10.000



*Ausstattungsbeispiel:  
Pflegebett 30.500 mit Fußtieflage*