

REHA-POLSTERBETT RFH



Rehabett mit Innenplasterung zum Selbstschutz bei besonders aktiven Patienten

TECHNISCHE DATEN

Funktion:

elektrische Höhenverstellung von 40 cm bis 80 cm

elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75°

elektrische Beinteilverstellung bis 30°

Antriebe: elektrische Linearmotoren

Steuerung: elektrischer Handschalter

Rollen: verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit

Abmessungen:

Liegefläche: 90 cm x 200 cm

Außenmaße: 124 cm x 226 cm

Gewicht: 140 kg

Hebevermögen:

sichere Arbeitslast 220 kg

zulässiges Patientengewicht bis 185 kg