

# REHABETT RFH



## TECHNISCHE DATEN

### Funktion:

elektrische Höhenverstellung von 40 cm bis 80 cm

elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75°

elektrische Beinteilverstellung bis 30°

**Antriebe:** elektrische Linearmotoren

**Steuerung:** elektrischer Handschalter

**Rollen:** verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit

### Abmessungen:

Liegefläche: 90 cm x 200 cm

Außenmaße: 104 cm x 206 cm

Gewicht: 140 kg

### Hebevermögen:

sichere Arbeitslast 255 kg

zulässiges Patientengewicht bis 220 kg



*Rehabett in Niedrigversion*



*Rehabett mit Fußtieflage*