

REHA-EINBAURAHMEN RFH



TECHNISCHE DATEN

Funktion:

elektrische Höhenverstellung von 32 cm bis 72 cm

elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75°

elektrische Beinteilverstellung bis 30°

Antriebe: elektrische Linearmotoren

Steuerung: elektrischer Handschalter

Abmessungen:

Liegefläche: 85 cm x 195 cm

Außenmaße: 90 cm x 200 cm

Gewicht: 110 kg

Hebevermögen:

sichere Arbeitslast 255 kg

zulässiges Patientengewicht bis 220 kg