

SÄULENBETT RFH 14.100



Technische Daten

Funktion	elektrische Höhenverstellung von 46 cm bis 87 cm elektrische Rückenlehnenverstellung bis 70° mit Matratzenausgleich elektrische Beinteilverstellung bis 30° elektrische Kopf- und Fußtieflagerung bis 18°
Antriebe	elektrische Hubsäulen und Linearmotoren
Steuerung	elektrischer Handschalter und Zusatzpaneel
Rollen	Zentralbremssystem mit Geradeauslauf
Abmessungen	Liegefläche: 90 cm x 200 cm oder 100 cm x 200 cm Außenmaße: 104 cm x 206 cm oder 114 cm x 206 cm Gewicht: 115 kg
Hebevermögen	sichere Arbeitslast 220 kg zulässiges Patientengewicht bis 185 kg