

# REHA-SCHWERLASTBETT RFH



## TECHNISCHE DATEN

### Funktion:

elektrische Höhenverstellung von 40 cm bis 80 cm

elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75°

elektrische Beinteilverstellung bis 30°

**Antriebe:** elektrische Linearmotoren

**Steuerung:** elektrischer Handschalter

**Rollen:** verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit

### Abmessungen:

Liegefläche: 120 cm x 200 cm

Außenmaße: 134 cm x 206 cm

Gewicht: 190 kg

### Hebevermögen Typ 280:

sichere Arbeitslast 315 kg

zulässiges Patientengewicht bis 280 kg

### Hebevermögen Typ 400:

sichere Arbeitslast 435 kg

zulässiges Patientengewicht bis 400 kg