

SEITENLAGERUNGSBETT RFH 14.300

Einstellung: TV-Position
Dekor Buche



REHABILITATION

Einstellung: Seitenlagerung
Dekor Buche



TECHNISCHE DATEN

Funktion:

elektrische Höhenverstellung von 42,5 cm bis 75 cm
elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75° mit Matratzenausgleich
elektrische Beinteilverstellung bis 30°
elektrische Seitenlagerung links / rechts bis 18°
elektrische Kopftieflagerung bis 10° und Fußtieflagerung bis 18°

Antriebe: elektrische Hubsäulen und Linearmotoren

Steuerung: elektrischer Handschalter und Zusatzpaneel

Rollen: Zentralbremssystem mit Geradeauslauf

Abmessungen:

Liegefläche: 90 cm x 200 cm und 100 cm x 200 cm
Außenmaße: 104 cm x 206 cm und 114 cm x 206 cm
Gewicht: 185 kg

Hebevermögen: sichere Arbeitslast 220 kg
zulässiges Patientengewicht bis 185 kg

SEITENLAGERUNGSBETT RFH 14.300



*Einstellung: Seitenlagerung
Dekor Platingrau*