

SEITENLAGERUNGSSTEBBETT RFH 21.600



Technische Daten

Funktion	stufenlose elektrische Stehfunktion von 0° bis 85° elektrische Höhenverstellung von 45 cm bis 85 cm elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75° elektrische Beinteilverstellung bis 30° elektrische Seitenlagerung links / rechts
Antriebe	elektrische Linearmotoren
Steuerung	elektrische Handschalter
Rollen	verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit
Abmessungen	Liegefläche: 110 cm x 200 cm Außenmaße: 125 cm x 215 cm minimale Raumhöhe: 225 cm Gewicht: 195 kg
Hebevermögen	sichere Arbeitslast 170 kg zulässiges Patientengewicht bis max. 135 kg