

# REHA - SICHERHEITSBETT RFH



## Technische Daten

<b>Funktion</b>	elektrische Höhenverstellung von 40 cm bis 80 cm elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75° elektrische Beinteilverstellung bis 30°
<b>Antriebe</b>	elektrische Linearmotoren
<b>Steuerung</b>	elektrischer Handschalter
<b>Rollen</b>	verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit
<b>Frontgitter</b>	einseitig aufklappbar, gasfederunterstützt
<b>Abmessungen</b>	Liegefläche: 90 cm x 200 cm Außenmaße: 104 cm x 226 cm Gewicht: 170 kg
<b>Hebevermögen</b>	sichere Arbeitslast 220 kg zulässiges Patientengewicht bis 185 kg