

# SITZBETT RFH 14.200



REHABILITATION

## TECHNISCHE DATEN

### Funktion:

elektrische Höhenverstellung von 46 cm bis 87 cm

elektrische Rückenlehnenverstellung bis 85°

elektrische Beinteilverstellung bis 30°

elektrische Unterschenkelverstellung bis -50°

**Antriebe:** elektrische Linearmotoren

**Steuerung:** elektrischer Handschalter

**Rollen:** verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit

### Abmessungen:

Liegefläche: 90 cm x 200 cm oder 100 cm x 200 cm

Außenmaße: 104 cm x 206 cm oder 114 cm x 206 cm

Gewicht: 105 kg

### Hebevermögen:

sichere Arbeitslast 220 kg

zulässiges Patientengewicht bis 185 kg



Zubehör Aufstehgriff