

TRANSPORTLIEGE RFH

Standardausführung

Art.-Nr.: 24.200.10.000

mit Seitenblenden als Zubehör, zwei Paar
und gepolsterter Fußabstützung



TECHNISCHE DATEN

Funktion:

elektrische Höhenverstellung von 40 cm bis 90 cm

elektrische Rückenlehnenverstellung bis 65°

elektrische Knieknickverstellung

Unterschenkelteilverstellung mit Gasfederunterstützung
bis - 45°

mechanisch verstellbares Fußteil (gasfederunterstützt)

mechanisch verstellbarer Knieknick (Rastomat)

Antriebe: elektrische Linearmotoren / Akkubetrieb

Steuerung: elektrische Handbedienung

Rollen: 12" trommelgebremst und 8" schwenkbare PU-Lenkräder

Abmessungen:

Liegefläche: 70 cm x 180 cm

Außenmaße: 74 cm x 191 cm

74 cm x 178 cm bei abgesenktem Fußteil

Gewicht: 82 kg

Hebevermögen:

sichere Arbeitslast 170 kg

zulässiges Patientengewicht bis 135 kg



Transportliege mit Seitenblenden groß, schwenkbar und Wandabweisrollen



Transportliege mit gepolsterten Seitenblenden (abnehmbar) und gepolsterter Fußabstützung (abnehmbar) und Metallbandauflage für Matrazensystem



Rangierhilfe (elektrisch ausfahrbare Lenkräder)
Art.-Nr. 24.200.16.000

TRANSPORTLIEGE RFH LIGHT

Transportliege RFH „light“

Art.-Nr.: 24.250.00.000

Zubehör Seitenblenden, klein (zwei Paar)

Wandabweisrollen und Infusionshalter



TECHNISCHE DATEN

Funktion:

feste Höhe 70 cm

manuelle Rückenlehnenverstellung bis 65°

Rollen: 12" trommelgebremst und 8" schwenkbare PU-Lenkräder

Abmessungen:

Liegefläche: 70 cm x 180 cm

Außenmaße: 74 cm x 191 cm

Gewicht: 65 kg

Hebevermögen:

sichere Arbeitslast 170 kg

zulässiges Patientengewicht bis 135 kg