

# VOJTA-BOBATH LIEGE RFH



Standardausführung  
mit Liegeflächenbreite  
120 cm

## TECHNISCHE DATEN

**Funktion** elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm

**Antriebe** elektrische Linearmotoren

**Steuerung** elektrische Handschalter

**Polsterung** hochwertige

Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

**Bezug** wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

**Abmessungen** Breite: 100 cm - Länge: 200 cm

Gewicht: 90 kg

**Hebevermögen** sichere Arbeitslast 220 kg

zulässiges Patientengewicht bis max. 185 kg



Ausführung mit Rollen-  
hub, Umlaufbügel und  
verstellbarem Kopfteil