

# XL-BEHANDLUNGSLIEGE RFH

XL-Ausführung für verbreiterte  
Liegeflächen  
Ausführung hier mit:  
• Rollenhub  
• Liegeflächenbreite 140 cm



## TECHNISCHE DATEN

**Funktion** elektrische Höhenverstellung von 44 bis 84 cm

**Antriebe** robuster Pneumatik-Verstellantrieb

**Steuerung** Lufthandtaster

**Polsterung** hochwertige

Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

**Bezug** wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

**Abmessungen** Breite: ab 80 cm - Länge: 200 cm

Gewicht: 120 kg

**Hebevermögen** sichere Arbeitslast 255 kg

zulässiges Patientengewicht bis max. 220 kg

XL-Ausführung bis Patientengewicht  
280 kg

Ausführung hier mit:

- Rollenhub
- Kopfteilverstellung positiv / negativ

