

KOMPONENTEN ZUR UMRÜSTUNG

nach aktualisierter Empfehlung des BfArM (Fall-Nr. 0785/03, Stand 22.12.2020)

Händler: _____ Ansprechpartner: _____

Kostenvoranschlag **Bestellung** Seriennummer: _____

Therapieliege mit pneumatisch angesteuerten Hanning-Antrieben

Artikelnummer

Preis

Unsere Therapieliegen können mit den Bedienelementen Lufthandtaster, Luftfußtaster oder Umlaufbügel ausgestattet sein. Nach der neuen Empfehlung muss sichergestellt werden, dass keines der Bedienelemente unabsichtlich betätigt werden kann und somit zu einem Unfall führt.

Möglichkeit 1: Ausstattung mit Lufthandtaster → zusätzliche Montage einer Sicherheitssperbox

Möglichkeit 2: Ausstattung mit Luftfußtaster → Wechsel auf Lufthandtaster oder Schutzkäfig für Fußtaster
und in beiden Fällen: Montage einer Sicherheitssperbox

Möglichkeit 3: Ausstattung mit Umlaufbügel → Deaktivierung oder Demontage des Umlaufbügels, hierfür Montage eines Lufthandtasters oder Luftfußtasters mit Schutzkäfig
und in beiden Fällen: Montage einer Sicherheitssperbox

<input type="checkbox"/> Lufthandtaster 1-fach mit Magnet	11.005.00.001	79,00 €
<input type="checkbox"/> Lufthandtaster 2-fach mit Magnet	11.005.00.002	89,00 €
<input type="checkbox"/> Sicherheitssperbox mit Magnetschlüssel und Montageplatte <i>Die Sperbox unterbricht die Energieversorgung schon vor dem Motor, so dass beim Ziehen des Magnetschlüssels keine Möglichkeit für unsachgemäßen Gebrauch besteht. Die alleinige Benutzung einer Sperbox jedoch, entspricht nicht mehr der überarbeiteten Empfehlung des BfArM (Fall-Nr. 0785/03 - Stand 2020)! Bitte informieren Sie sich über weitere Notwendigkeiten zur Unfallvermeidung und der integrierten Sicherheit!</i>	22.001.00.010	149,00 €
<input type="checkbox"/> Magnetschlüssel, einzeln	22.001.00.011	13,00 €
<input type="checkbox"/> Schutzkäfig für Fußschalter	22.011.00.006	110,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MWSt.

KOMPONENTEN ZUR UMRÜSTUNG

nach aktualisierter Empfehlung des BfArM (Fall-Nr. 0785/03, Stand 22.12.2020)

Händler: _____ Ansprechpartner: _____

Kostenvoranschlag **Bestellung** Seriennummer: _____

Therapieliege mit elektrisch angesteuerten Linak-Antrieben

Artikelnummer

Preis

Unsere Therapieliegen können mit den Bedienelementen Handtaster, Fußtaster, Deskpanel oder Umlaufbügel ausgestattet sein. Nach der neuen Empfehlung muss sichergestellt werden, dass keines der Bedienelemente unabsichtlich betätigt werden kann und somit zu einem Unfall führt.

Möglichkeit 1: Ausstattung mit Handtaster oder Deskpanel → keine Maßnahmen erforderlich

Möglichkeit 2: Ausstattung mit Fußtaster → Wechsel auf Handtaster oder
Schutzkäfig für Fußtaster oder
Montage der elektronischen Sicherheitsbox (Doppelklick)

Möglichkeit 3: Ausstattung mit Umlaufbügel → Montage der elektronischen Sicherheitsbox (Doppelklick)

<input type="checkbox"/> Handschalter 1-fach mit Haken	05.002.00.201	88,00 €
<input type="checkbox"/> Handschalter 2-fach mit Haken	05.002.00.202	115,00 €
<input type="checkbox"/> Elektronische Sicherheitsbox <i>Die Sicherheitsbox wird an der Liege montiert und zwischen Steuereinheit und Bedienelement geschaltet. Die Sicherheitsbox bewirkt, dass die Höhenverstellungsfunktion erst nach einem doppelten Bediensignal (Doppelklick) freigeschaltet wird. Dadurch wird eine unabsichtliche Betätigung des Bedienelements verhindert.</i>	05.002.00.220	145,00 €
<input type="checkbox"/> Sicherheitssperrbox mit Magnetschlüssel und Montageplatte <i>Die Sperrbox unterbricht die Energieversorgung schon vor dem Motor, so dass beim Ziehen des Magnetschlüssels keine Möglichkeit für unsachgemäßen Gebrauch besteht. Die alleinige Benutzung einer Sperrbox jedoch, entspricht nicht mehr der überarbeiteten Empfehlung des BfArM (Fall-Nr. 0785/03 - Stand 2020)! Bitte informieren Sie sich über weitere Notwendigkeiten zur Unfallvermeidung und der integrierten Sicherheit!</i>	22.001.00.012	165,00 €
<input type="checkbox"/> Magnetschlüssel, einzeln	22.001.00.011	13,00 €
<input type="checkbox"/> Schutzkäfig für Fußschalter	22.011.00.006	110,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MWSt.